



## Sortimentsübersicht

### Medizinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen

#### VENOSAN® 3000 COTTON

##### NATURAL LOOK

- Strapazierfähig
- 100% Baumwolle auf der Haut
- Absorbiert Feuchtigkeit
- Robust
- Leicht anziehbar

##### Indikationen

- CVI (Chronisch venöse Insuffizienz) 2–3
- Lipödem Stad. 2–3
- Nach Venen-OP
- PTS (Postthrombotisches Syndrom)
- Leichtes Lymphödem



##### Material

- KKL 2 49% Baumwolle, 27% Nylon Polyamid, 24% Elasthan
- KKL 3 40% Baumwolle, 27% Nylon Polyamid, 33% Elasthan

#### VENOSAN® 4000

##### CLIMATE EFFECT

- Klimateffekt
- Halbtransparent
- Komfortabel
- Extrem elastisch

##### Indikationen

- CVI (Chronisch venöse Insuffizienz) 1
- Schwangerschaftsvarikose
- Leichtere Beschwerden
- Nach Venen-OP



##### Material

- 71% TACTEL® Polyamid, 29% Elasthan

#### VENOSAN® 5000

##### THE MAGIC OF SILVER

- Geruchshemmend
- Antistatisch
- Temperaturnausgleichend
- Antibakteriell

##### Indikationen

- CVI (Chronisch venöse Insuffizienz) 1–2
- Nach Venen-OP
- Leichte Hautprobleme
- Lipödem Stad. 1



##### Material

- 40% TACTEL® Polyamid, 30% Elasthan, 20% Baumwolle, 10% Silber X-Static®

#### VENOSAN® 7000

##### NATURAL TOUCH

- Hohe Stiffness (Widerstand)
- Robust
- Hautfreundlich
- Temperaturnausgleichend

##### Indikationen

- CVI (Chronisch venöse Insuffizienz) 2–3
- Lipödem Stad. 2–3
- Nach Venen-OP
- Nach akuter Thrombose (nach Verband)
- PTS (Postthrombotisches Syndrom)
- Leichtes Lymphödem
- Ausgeprägte orthostatische Belastung



##### Material

- 62% TACTEL® Polyamid, 26% Elasthan, 8% Baumwolle, 4% SeaCell® (Algenfaser)

#### VENOSAN® 8000 ULCERFIT

##### SUCCESSFUL THERAPY

##### Unterstrumpf

- Zur Fixierung von Wundauflagen
- Gleitfähiges Material
- Während der Nacht tragbar

##### Indikation

- Ulcus cruris venosum

##### Überstrumpf

- Hohe Stiffness (Widerstand)
- Robust
- Temperaturnausgleichend




##### Material

- Überstrumpf: 62% TACTEL® Polyamid, 26% Elasthan, 8% Baumwolle, 4% SeaCell®
- Unterstrumpf: 90% Polyamid, 10% Elasthan

## Grössenermittlung

Messpunkte/Umfangmasse



## Körpermasstabellen

### Längenmasse

Mass	Ausführung	Länge (cm)
ℓD	AD / ADH kurz	35 – 40
	AD / ADH lang	37 – 42
ℓG	AGH kurz	63 – 72
	AGH lang	68 – 78
ℓK	AGG / AT / ATU Materna kurz	67 – 74
	AGG / AT / ATU Materna lang	74 – 85

### Umfangmasse

Mass	S (cm)	M (cm)	L (cm)	XL (cm)
cB	20 – 23	23 – 26	26 – 29	29 – 31
cC	29 – 39	33 – 42	36 – 45	39 – 47
cD	28 – 38	32 – 41	35 – 44	38 – 46
cG	48 – 63	54 – 67	58 – 72	63 – 74

## Farben

VENOSAN 3000 COTTON NATURAL LOOK	Beige	
VENOSAN 4000 CLIMATE EFFECT	Mexico	
	Marokko	
	Sand	
	Black	
	Anthracite	
	Marine	

VENOSAN 5000 THE MAGIC OF SILVER	Mexico	
	Marokko	
	Sand	
	Black	
VENOSAN 7000 NATURAL TOUCH	Beige	
	Black	
VENOSAN 8000 ULCERFIT SUCCESSFUL THERAPY	Beige	

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.