



VENOSAN

Gesamtkatalog

Inhalt

Medizinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen	04	So wird richtig angemessen Informationen zur Verordnung
	06	Lieferübersicht, Farben und Modellvarianten
	08	Sortimentsübersicht Kompressionsstrümpfe
	10	VENOSAN 3000 COTTON NATURAL LOOK
	12	VENOSAN 4000 CLIMATE EFFECT
	17	VENOSAN 5000 THE MAGIC OF SILVER
	22	VENOSAN 6000 CLASSIC
	24	VENOSAN 7000 NATURAL TOUCH
	28	VENOSAN 8000 ULCERFIT SUCCESSFUL THERAPY
	Armkompressionsstrümpfe	30
31		VENOSAN 4000 CLIMATE EFFECT
32		VENOSAN 7000 NATURAL TOUCH
Medizinische Stützstrümpfe	34	Sortimentsübersicht Stützstrümpfe
	36	VENOSAN LEGLINE 20 / 30 ELEGANT LUXURY
	40	VENOSAN SILK SUPPORT TRAVEL & LEISURE
	42	VENOSAN COTTON SUPPORT TRAVEL & LEISURE
Reisestrümpfe	44	VENOSAN JET LEGS TRAVEL WITH COMFORT SOCKS
Zubehör	45	Für Kompressionsstrümpfe Hautpflege bei Kompressionstherapie
Anti-Embolie-Strümpfe	48	VENOSAN AES
Informationen	50	Allgemeine Verkaufsbedingungen und Retourenregelungen


So wird richtig angemessen Medizinische Kompressionsstrümpfe

Wann?

Bei starker Schwellungsneigung ist das Mass morgens zu nehmen.

Wie?

Stehend mit einem Bandmass.



Passform

Größen

Wichtig ist, den vom Arzt vorgeschriebenen Druck mit dem richtigen Druckgefälle zu realisieren. Der auf das Bein ausgeübte Druck wird von zwei Faktoren bestimmt:


- Das physikalische Gesetz (Laplace), wonach bei gleicher Spannkraft der Druck bei zunehmendem Umfang abnimmt und umgekehrt.
- Bei grösserer Verstreckung (Querdehnung) nimmt die Spannkraft zu und umgekehrt.

Der eine Effekt wird damit teilweise durch den andern kompensiert also: grösserer Umfang = Druckverlust wegen Umfang, dafür Druckgewinn wegen höherer Gestrickverstreckung.

Länge

Unsere VENOSAN Produkte haben eine hohe und weiche Längsdehnung und passen sich der individuellen Beinlänge problemlos und rutschsicher an. Zudem beweisen unsere vergleichenden Messungen, dass sich der Druck bei +/- 3 cm Länge nur um 3 - 5 % verändert.

Wo messe ich an?



Bei Schenkelstrümpfen mit Haftband AGH, Schenkelstrümpfen mit Hüftbefestigung AGG, Strumpfhosen AT und Schwangerschaftsstrumpfhosen ATU Materna

Messen Sie

- die Schrittlänge lG für AG und AGH;
- die ganze Schrittlänge lK für AGG, AT und ATU Materna
- den Fesselumfang cB
- den Wadenumfang cC
- den Umfang unterhalb des Knies cD
- den Oberschenkelumfang cG

Bei Wadenstrümpfen AD

Messen Sie

- die Beinlänge von der Fersenunterkante bis unterhalb des Knies lD
- den Fesselumfang cB
- den Wadenumfang cC
- den Umfang unterhalb des Knies cD

Körpermasstabellen

Längenmasse

Mass	Ausführung	Länge (cm)
lD	AD / ADH kurz	35 - 40
	AD / ADH lang	37 - 42
lG	AGH kurz	63 - 72
	AGH lang	68 - 78
lK	AGG / AT / ATU Materna kurz	67 - 74
	AGG / AT / ATU Materna lang	74 - 85

Umfangmasse

Mass	S (cm)	M (cm)	L (cm)	XL (cm)
cB	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 31
cC	29 - 39	33 - 42	36 - 45	39 - 47
cD	28 - 38	32 - 41	35 - 44	38 - 46
cG	48 - 63	54 - 67	58 - 72	63 - 74

Anschliessend sehen Sie auf der Körpermasstabelle nach

- in welche Größenkolonne passt der gemessene Fesselumfang cB (Small, Medium, Large oder X-Large)
- in welche Kolonne die übrigen Umfangmasse cC, cD und cG

Informationen zur Verordnung

Medizinische Kompressionsstrümpfe (KKL 2-4) sind in der MiGeL (Mittel- und Gegenstände-Liste) aufgeführt und werden von allen Krankenkassen ganz oder teilweise vergütet (2 Paare pro Jahr).

Lieferübersicht

Medizinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen

Modellvarianten:

Linie	KKL	Fesseldruck (mmHg)	AD	ADH	AG	AGH	AGH	AGG	AT	ATU Materna	ATH
VENOSAN 3000 COTTON NATURAL LOOK	KKL 2	23 – 32	●	●	○	●	○	○	○		○
	KKL 3	34 – 46	●	○	○	○	○	○	○		○
VENOSAN 4000 CLIMATE EFFECT	KKL 1	18 – 21	●	●	○	●	●	○	●	●	
	KKL 2	23 – 32	●	●	○	●	●	●	●	●	
VENOSAN 5000 THE MAGIC OF SILVER	KKL 1	18 – 21	●	●	○	●	●	●	●	○	
	KKL 2	23 – 32	●	●	○	●	●	●	●	○	
	KKL 3	34 – 46	●	○	○	○	○	○	○	○	
VENOSAN 6000 CLASSIC	KKL 2	23 – 32	⊙			⊙		⊙			
VENOSAN 7000 NATURAL TOUCH	KKL 1	18 – 21	⊙								
	KKL 2	23 – 32	●	●	○	●	○	●	○		○
	KKL 3	34 – 46	●	●	○	●	○	○	○		○
VENOSAN 8000 ULCERFIT SUCCESSFUL THERAPY	KKL 2	23 – 32	⊙								
	KKL 3	34 – 46	⊙								

- ⊙ in Standardgrößen erhältlich
- in Standardgrößen und als Massanfertigung erhältlich
- nur als Massanfertigung erhältlich

Farben und Modellvarianten

Medizinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen

Farben:

Linie	Farben	Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.
VENOSAN 3000 COTTON NATURAL LOOK	Beige	
VENOSAN 4000 CLIMATE EFFECT	Mexico	
	Marokko	
	Sand	
	Black	
	Marine	
	Anthracite	
VENOSAN 5000 THE MAGIC OF SILVER	Mexico	
	Marokko	
	Sand	
	Black	
VENOSAN 6000 CLASSIC	Beige	
	Black	
VENOSAN 7000 NATURAL TOUCH	Beige	
	Black	
VENOSAN 8000 ULCERFIT SUCCESSFUL THERAPY	Beige	

Übersicht Modellvarianten:



Sortimentsübersicht

Medizinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen

VENOSAN® 3000 COTTON

NATURAL LOOK

- Strapazierfähig
- 100% Baumwolle auf der Haut
- Absorbiert Feuchtigkeit
- Robust
- Leicht anziehbar

Indikationen

- CVI (Chronisch venöse Insuffizienz) 2–3
- Lipödem Stad. 2–3
- Nach Venen-OP
- PTS (Postthrombotisches Syndrom)
- Leichtes Lymphödem



KKL 2 KKL 3

Material

KKL 2 49% Baumwolle
27% Nylon Polyamid
24% Elastan
KKL 3 40% Baumwolle
27% Nylon Polyamid
33% Elastan

VENOSAN® 6000

CLASSIC

- Leichte Transparenz
- Perfekter Sitz
- Pflegeleicht
- Entspricht dem GZG-Standard

Indikationen

- CVI (Chronisch venöse Insuffizienz) 1
- Leichtere Beschwerden
- Post-OP (kleinere Eingriffe)
- Schwangerschaftsvarikose



KKL 2

Material

70% Nylon Polyamid
30% Elastan

VENOSAN® 4000

CLIMATE EFFECT

- Klimaeffekt
- Halbtransparent
- Komfortabel
- Extrem elastisch

Indikationen

- CVI (Chronisch venöse Insuffizienz) 1
- Schwangerschaftsvarikose
- Leichtere Beschwerden
- Nach Venen-OP



KKL 1 KKL 2

Material

71% TACTEL® Polyamid
29% Elastan

VENOSAN® 7000

NATURAL TOUCH

- Hohe Stiffness (Widerstand)
- Robust
- Hautfreundlich
- Temperaturnausgleichend

Indikationen

- CVI (Chronisch venöse Insuffizienz) 2–3
- Lipödem Stad. 2–3
- Nach Venen-OP
- Nach akuter Thrombose (nach Verband)
- PTS (Postthrombotisches Syndrom)
- Leichtes Lymphödem
- Ausgeprägte orthostatische Belastung



KKL 1 KKL 2 KKL 3

Material

62% TACTEL® Polyamid
26% Elastan
8% Baumwolle
4% SeaCell® (Algenfaser)

VENOSAN® 5000

THE MAGIC OF SILVER

- Geruchshemmend
- Antistatisch
- Temperaturnausgleichend
- Antibakteriell

Indikationen

- CVI (Chronisch venöse Insuffizienz) 1–2
- Nach Venen-OP
- Leichte Hautprobleme
- Lipödem Stad. 1



KKL 1 KKL 2 KKL 3

Material

40% TACTEL® Polyamid
30% Elastan
20% Baumwolle
10% Silber X-Static®

VENOSAN® 8000 ULCERFIT

SUCCESSFUL THERAPY

Unterstrumpf

- Zur Fixierung von Wundauflagen
- Gleitfähiges Material
- Während der Nacht tragbar

Indikation

- Ulcus cruris venosum

Überstrumpf

- Hohe Stiffness (Widerstand)
- Robust
- Temperaturnausgleichend



KKL 2 KKL 3

Material

Überstrumpf: 62% TACTEL® Polyamid, 26% Elastan, 8% Baumwolle, 4% SeaCell®
Unterstrumpf: 90% Polyamid, 10% Elastan

NATURAL LOOK VENOSAN® 3000 COTTON

Baumwolle – natürlich und weich

■ **Natürlich**

Die natürliche Baumwolle auf der Haut verbessert den Tragekomfort und ist ideal für Träger, die auf synthetische Fasern allergisch sind. 100 % Baumwolle auf der Haut.

■ **Strapazierfähig**

Der VENOSAN 3000 COTTON überzeugt durch eine widerstandsfähige, belastbare Qualität und ist ideal für eine dauerhafte Kompressionstherapie.

■ **Leicht anzuziehen**

Das dehnbare Baumwoll-Gestrick ermöglicht, die Kompressionsstrümpfe leicht anzuziehen.

Materialzusammensetzung

KKL 2: 49 % Baumwolle, 27 % Nylon Polyamid, 24 % Elasthan

KKL 3: 40 % Baumwolle, 27 % Nylon Polyamid, 33 % Elasthan



Farbe

Beige

Standardsortiment

VENOSAN® 3000 COTTON

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL 2

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
AD 	Beige	lang	offen	–	SB 32001	SB 32002	SB 32003	SB 32004
		lang	geschlossen	–	SB 32011	SB 32012	SB 32013	SB 32014
		kurz	offen	–	SB 32021	SB 32022	SB 32023	SB 32024
		kurz	geschlossen	–	SB 32031	SB 32032	SB 32033	SB 32034
MiGeL-Position: 17.02.01.01.1								
ADH 	Beige	lang	offen	Noppen	SB 32041	SB 32042	SB 32043	SB 32044
		lang	geschlossen	Noppen	SB 32051	SB 32052	SB 32053	SB 32054
		kurz	offen	Noppen	SB 32061	SB 32062	SB 32063	SB 32064
		kurz	geschlossen	Noppen	SB 32071	SB 32072	SB 32073	SB 32074
MiGeL-Position: 17.02.01.01.1								
AGH 	Beige	lang	offen	Noppen	SB 32601	SB 32602	SB 32603	SB 32604
		kurz	offen	Noppen	SB 32621	SB 32622	SB 32623	SB 32624
MiGeL-Position: 17.02.01.05.1								

VENOSAN® 3000 COTTON

Kompressionsklasse 3: Fesseldruck 34 – 46 mmHg

KKL 3

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
AD 	Beige	lang	offen	–	SB 33001	SB 33002	SB 33003	SB 33004
		kurz	offen	–	SB 33021	SB 33022	SB 33023	SB 33024
MiGeL-Position: 17.03.01.01.1								

Massanfertigung

VENOSAN® 3000 COTTON

nach Mass.

KKL 2

KKL 3

Artikel	Farbe	Fussspitze	KKL 2	KKL 3
AD	Beige	offen/geschlossen	•	•
ADH		offen/geschlossen	•	•
AG		offen/geschlossen	•	•
AGH		offen/geschlossen	•	•
AGG		offen/geschlossen	•	•
AT		offen/geschlossen	•	•
ATH		offen/geschlossen	•	•

• = lieferbar

Modelle nach Mass



CLIMATE EFFECT VENOSAN® 4000

Microfaser – fein und modisch

Klimaeffekt

Mit seiner raffinierten Sandwich-Bauweise ist der VENOSAN 4000 MICRO der erste Kompressionsstrumpf, der mit dem Tactel-climate-effect-label ausgezeichnet wurde. Dadurch ist er angenehmer zu tragen.

Extrem elastisch

Die Kraft-/Dehnungskurve verläuft dank einer neuen Technologie viel flacher. Er ist sehr leicht zum Anziehen.

Komfortabel

Die hochwertigen Materialien sorgen für einen hohen Tragekomfort.

Materialzusammensetzung


71 % TACTEL® Polyamid, 29 % Elastan



Farben

Mexico	Black
Marokko	Marine
Sand	Anthracite

auch in Trendfarben verfügbar



Standardsortiment

VENOSAN® 4000

Kompressionsklasse 1: Fesseldruck 18 – 21 mmHg



Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
AD	Mexico	lang	offen	–	SG 41001	SG 41002	SG 41003	SG 41004
		lang	geschlossen	–	SG 41011	SG 41012	SG 41013	SG 41014
		kurz	offen	–	SG 41021	SG 41022	SG 41023	SG 41024
		kurz	geschlossen	–	SG 41031	SG 41032	SG 41033	SG 41034
	Marokko	lang	offen	–	SM 41001	SM 41002	SM 41003	SM 41004
		lang	geschlossen	–	SM 41011	SM 41012	SM 41013	SM 41014
		kurz	offen	–	SM 41021	SM 41022	SM 41023	SM 41024
		kurz	geschlossen	–	SM 41031	SM 41032	SM 41033	SM 41034
	Sand	lang	offen	–	SD 41001	SD 41002	SD 41003	SD 41004
		lang	geschlossen	–	SD 41011	SD 41012	SD 41013	SD 41014
		kurz	offen	–	SD 41021	SD 41022	SD 41023	SD 41024
		kurz	geschlossen	–	SD 41031	SD 41032	SD 41033	SD 41034
Black	lang	offen	–	SN 41001	SN 41002	SN 41003	SN 41004	
	lang	geschlossen	–	SN 41011	SN 41012	SN 41013	SN 41014	
	kurz	offen	–	SN 41021	SN 41022	SN 41023	SN 41024	
	kurz	geschlossen	–	SN 41031	SN 41032	SN 41033	SN 41034	
ADH	Mexico	lang	offen	Noppen	SG 41041	SG 41042	SG 41043	SG 41044
		lang	geschlossen	Noppen	SG 41051	SG 41052	SG 41053	SG 41054
		kurz	offen	Noppen	SG 41061	SG 41062	SG 41063	SG 41064
		kurz	geschlossen	Noppen	SG 41071	SG 41072	SG 41073	SG 41074
	Marokko	lang	offen	Noppen	SM 41041	SM 41042	SM 41043	SM 41044
		lang	geschlossen	Noppen	SM 41051	SM 41052	SM 41053	SM 41054
		kurz	offen	Noppen	SM 41061	SM 41062	SM 41063	SM 41064
		kurz	geschlossen	Noppen	SM 41071	SM 41072	SM 41073	SM 41074
	Black	lang	offen	Noppen	SN 41041	SN 41042	SN 41043	SN 41044
		lang	geschlossen	Noppen	SN 41051	SN 41052	SN 41053	SN 41054
		kurz	offen	Noppen	SN 41061	SN 41062	SN 41063	SN 41064
		kurz	geschlossen	Noppen	SN 41071	SN 41072	SN 41073	SN 41074
AGH	Mexico	lang	geschlossen	Spitze	SG 41601	SG 41602	SG 41603	SG 41604
		lang	offen	Noppen	SG 41611	SG 41612	SG 41613	SG 41614
		lang	geschlossen	Noppen	SG 41621	SG 41622	SG 41623	SG 41624
		kurz	geschlossen	Spitze	SG 41631	SG 41632	SG 41633	SG 41634
		kurz	offen	Noppen	SG 41641	SG 41642	SG 41643	SG 41644
		kurz	geschlossen	Noppen	SG 41651	SG 41652	SG 41653	SG 41654
	Marokko	lang	geschlossen	Spitze	SM 41601	SM 41602	SM 41603	SM 41604
		lang	offen	Noppen	SM 41611	SM 41612	SM 41613	SM 41614
		lang	geschlossen	Noppen	SM 41621	SM 41622	SM 41623	SM 41624
		kurz	geschlossen	Spitze	SM 41631	SM 41632	SM 41633	SM 41634
		kurz	offen	Noppen	SM 41641	SM 41642	SM 41643	SM 41644
		kurz	geschlossen	Noppen	SM 41651	SM 41652	SM 41653	SM 41654
Sand	lang	geschlossen	Spitze	SD 41601	SD 41602	SD 41603	SD 41604	
	lang	offen	Noppen	SD 41611	SD 41612	SD 41613	SD 41614	
	lang	geschlossen	Noppen	SD 41621	SD 41622	SD 41623	SD 41624	
	kurz	geschlossen	Spitze	SD 41631	SD 41632	SD 41633	SD 41634	
	kurz	offen	Noppen	SD 41641	SD 41642	SD 41643	SD 41644	
	kurz	geschlossen	Noppen	SD 41651	SD 41652	SD 41653	SD 41654	

Standardsortiment

VENOSAN® 4000

Kompressionsklasse 1: Fesseldruck 18 – 21 mmHg

KKL 1

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
AGH 	Black	lang	offen	Noppen	SN 41611	SN 41612	SN 41613	SN 41004
		lang	geschlossen	Noppen	SN 41621	SN 41622	SN 41623	SN 41624
		lang	geschlossen	Spitzen	SN 41601	SN 41602	SN 41603	SN 41604
		kurz	offen	Noppen	SN 41641	SN 41642	SN 41643	SN 41644
		kurz	geschlossen	Noppen	SN 41651	SN 41652	SN 41653	SN 41654
		kurz	geschlossen	Spitzen	SN 41631	SN 41632	SN 41633	SN 41634
AT 	Mexico	lang	geschlossen	–	SG 41221	SG 41222	SG 41223	SG 41224
		kurz	geschlossen	–	SG 41231	SG 41232	SG 41233	SG 41234
	Marokko	lang	geschlossen	–	SM 41221	SM 41222	SM 41223	SM 41224
		kurz	geschlossen	–	SM 41231	SM 41232	SM 41233	SM 41234
	Sand	lang	geschlossen	–	SD 41221	SD 41222	SD 41223	SD 41224
		kurz	geschlossen	–	SD 41231	SD 41232	SD 41233	SD 41234
Black	lang	geschlossen	–	SN 41221	SN 41222	SN 41223	SN 41224	
	kurz	geschlossen	–	SN 41231	SN 41232	SN 41233	SN 41234	
ATU Materna 	Mexico	lang	geschlossen	–	SG 41301	SG 41302	SG 41303	SG 41304
	Black	lang	geschlossen	–	SG 41301	SG 41302	SG 41303	SG 41304

VENOSAN® 4000

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL 2

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
AD 	Mexico	lang	offen	–	SG 42001	SG 42002	SG 42003	SG 42004
		lang	geschlossen	–	SG 42011	SG 42012	SG 42013	SG 42014
		kurz	offen	–	SG 42021	SG 42022	SG 42023	SG 42024
		kurz	geschlossen	–	SG 42031	SG 42032	SG 42033	SG 42034
	Marokko	lang	offen	–	SM 42001	SM 42002	SM 42003	SM 42004
		lang	geschlossen	–	SM 42011	SM 42012	SM 42013	SM 42014
		kurz	offen	–	SM 42021	SM 42022	SM 42023	SM 42024
		kurz	geschlossen	–	SM 42031	SM 42032	SM 42033	SM 42034
	Sand	lang	offen	–	SD 42001	SD 42002	SD 42003	SD 42004
		lang	geschlossen	–	SD 42011	SD 42012	SD 42013	SD 42014
		kurz	offen	–	SD 42021	SD 42022	SD 42023	SD 42024
		kurz	geschlossen	–	SD 42031	SD 42032	SD 42033	SD 42034
	Black	lang	offen	–	SN 42001	SN 42002	SN 42003	SN 42004
		lang	geschlossen	–	SN 42011	SN 42012	SN 42013	SN 42014
		kurz	offen	–	SN 42021	SN 42022	SN 42023	SN 42024
		kurz	geschlossen	–	SN 42031	SN 42032	SN 42033	SN 42034
	Anthracite	lang	offen	–	SA 42001	SA 42002	SA 42003	SA 42004
		lang	geschlossen	–	SA 42011	SA 42012	SA 42013	SA 42014
		kurz	offen	–	SA 42021	SA 42022	SA 42023	SA 42024
		kurz	geschlossen	–	SA 42031	SA 42032	SA 42033	SA 42034
	Marine	lang	offen	–	SI 42001	SI 42002	SI 42003	SI 42004
		lang	geschlossen	–	SI 42011	SI 42012	SI 42013	SI 42014
		kurz	offen	–	SI 42021	SI 42022	SI 42023	SI 42024
		kurz	geschlossen	–	SI 42031	SI 42032	SI 42033	SI 42034

MiGeL-Position: 17.02.01.01.1

VENOSAN® 4000

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL 2

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
ADH 	Mexico	lang	offen	Noppen	SG 42041	SG 42042	SG 42043	SG 42044
		lang	geschlossen	Noppen	SG 42051	SG 42052	SG 42053	SG 42054
		kurz	offen	Noppen	SG 42061	SG 42062	SG 42063	SG 42064
		kurz	geschlossen	Noppen	SG 42071	SG 42072	SG 42073	SG 42074
	Marokko	lang	offen	Noppen	SM 42041	SM 42042	SM 42043	SM 42044
		lang	geschlossen	Noppen	SM 42051	SM 42052	SM 42053	SM 42054
		kurz	offen	Noppen	SM 42061	SM 42062	SM 42063	SM 42064
		kurz	geschlossen	Noppen	SM 42071	SM 42072	SM 42073	SM 42074
	Black	lang	offen	Noppen	SN 42041	SN 42042	SN 42043	SN 42044
		lang	geschlossen	Noppen	SN 42051	SN 42052	SN 42053	SN 42054
		kurz	offen	Noppen	SN 42061	SN 42062	SN 42063	SN 42064
		kurz	geschlossen	Noppen	SN 42071	SN 42072	SN 42073	SN 42074
MiGeL-Position: 17.02.01.01.1								
AGH 	Mexico	lang	geschlossen	Spitze	SG 42601	SG 42602	SG 42603	SG 42604
		lang	offen	Noppen	SG 42611	SG 42612	SG 42613	SG 42614
		lang	geschlossen	Noppen	SG 42621	SG 42622	SG 42623	SG 42624
		kurz	geschlossen	Spitze	SG 42631	SG 42632	SG 42633	SG 42634
	Marokko	kurz	offen	Noppen	SG 42641	SG 42642	SG 42643	SG 42644
		kurz	geschlossen	Noppen	SG 42651	SG 42652	SG 42653	SG 42654
		lang	geschlossen	Spitze	SM 42601	SM 42602	SM 42603	SM 42604
		lang	offen	Noppen	SM 42611	SM 42612	SM 42613	SM 42614
	Sand	lang	geschlossen	Noppen	SM 42621	SM 42622	SM 42623	SM 42624
		kurz	geschlossen	Spitze	SM 42631	SM 42632	SM 42633	SM 42634
		kurz	offen	Noppen	SM 42641	SM 42642	SM 42643	SM 42644
		kurz	geschlossen	Noppen	SM 42651	SM 42652	SM 42653	SM 42654
Black	lang	geschlossen	Spitze	SD 42601	SD 42602	SD 42603	SD 42604	
	lang	offen	Noppen	SD 42611	SD 42612	SD 42613	SD 42614	
	lang	geschlossen	Noppen	SD 42621	SD 42622	SD 42623	SD 42624	
	kurz	geschlossen	Spitze	SD 42631	SD 42632	SD 42633	SD 42634	
Anthracite	kurz	offen	Noppen	SD 42641	SD 42642	SD 42643	SD 42644	
	kurz	geschlossen	Noppen	SD 42651	SD 42652	SD 42653	SD 42654	
	lang	geschlossen	Spitze	SN 42601	SN 42602	SN 42603	SN 42604	
	lang	offen	Noppen	SN 42611	SN 42612	SN 42613	SN 42614	
Marine	lang	geschlossen	Noppen	SN 42621	SN 42622	SN 42623	SN 42624	
	kurz	geschlossen	Spitze	SN 42631	SN 42632	SN 42633	SN 42634	
	kurz	offen	Noppen	SN 42641	SN 42642	SN 42643	SN 42644	
	kurz	geschlossen	Noppen	SN 42651	SN 42652	SN 42653	SN 42654	
AGG (links) 	Mexico	lang	offen	–	SG 42151	SG 42152	SG 42153	SG 42154
		lang	geschlossen	–	SG 42161	SG 42162	SG 42163	SG 42164
		kurz	offen	–	SG 42171	SG 42172	SG 42173	SG 42174
		kurz	geschlossen	–	SG 42181	SG 42182	SG 42183	SG 42184
MiGeL-Position: 17.02.01.05.1								
AGG (rechts) 	Mexico	lang	offen	–	SG 42151	SG 42152	SG 42153	SG 42154
		lang	geschlossen	–	SG 42161	SG 42162	SG 42163	SG 42164
		kurz	offen	–	SG 42171	SG 42172	SG 42173	SG 42174
		kurz	geschlossen	–	SG 42181	SG 42182	SG 42183	SG 42184

MiGeL-Position: 17.02.01.05.1

VENOSAN® 4000

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL 2

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
AT	Mexico	lang	geschlossen	–	SG 42221	SG 42222	SG 42223	SG 42224
		kurz	geschlossen	–	SG 42231	SG 42232	SG 42233	SG 42234
	Marokko	lang	geschlossen	–	SM 42221	SM 42222	SM 42223	SM 42224
		kurz	geschlossen	–	SM 42231	SM 42232	SM 42233	SM 42234
	Sand	lang	geschlossen	–	SD 42221	SD 42222	SD 42223	SD 42224
		kurz	geschlossen	–	SD 42231	SD 42232	SD 42233	SD 42234
Black	lang	geschlossen	–	SN 42221	SN 42222	SN 42223	SN 42224	
	kurz	geschlossen	–	SN 42231	SN 42232	SN 42233	SN 42234	
MiGeL-Position: 17.02.01.07.1								
ATU Materna	Mexico	lang	geschlossen	–	SG 42301	SG 42302	SG 42303	SG 42304
		kurz	geschlossen	–	SG 42311	SG 42312	SG 42313	SG 42314
	Black	lang	geschlossen	–	SN 42301	SN 42302	SN 42303	SN 42304
		kurz	geschlossen	–	SN 42311	SN 42312	SN 42313	SN 42314
MiGeL-Position: 17.02.01.09.1								

Massanfertigung

VENOSAN® 4000

nach Mass.

KKL 1

KKL 2

Artikel	Farbe	Fussspitze	KKL 1	KKL 2
AD		offen/geschlossen	•	•
ADH	Mexico, Black	offen/geschlossen	•	•
AG		offen/geschlossen	•	•
AGH	Mexico, Marokko, Sand, Black	offen/geschlossen	•	•
AGG+		offen/geschlossen	•	•
AT		offen/geschlossen	•	•
ATU Materna		offen/geschlossen	•	•

+ nur in Mexico und Black erhältlich

• = lieferbar

Modelle nach Mass



KKL 1 KKL 2 KKL 3

THE MAGIC OF SILVER
VENOSAN® 5000

Silber- & Baumwollfaser – antibakteriell

- **Antibakteriell und bioaktiv**
Die Silberfasern fördern die Fuss- und Beinhygiene und wirken antigeruchsbildend sowie infektionshemmend.
- **Temperatenausgleichend**
Der feinmaschige Strumpf wirkt ausgleichsfunktionell und transportiert die Feuchtigkeit von innen nach aussen. Dies sorgt für ein ideales Temperaturempfinden und einen optimalen Tragekomfort.
- **Antistatisch**
Dank den Silberfasern werden elektrostatische Aufladungen in Kombination mit der Alltagskleidung abgeleitet und das Wohlbefinden erhöht.

Materialzusammensetzung

40% TACTEL® Polyamid, 30% Elastan, 20% Baumwolle
10% Silber X-Static®

Farben

Mexico	Sand
Marokko	Black



Standardsortiment

VENOSAN® 5000

Kompressionsklasse 1: Fesseldruck 18 – 21 mmHg

KKL 1

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse				
					S	M	L	XL	
AD 	Mexico	lang	offen	–	SG 45001	SG 45002	SG 45003	SG 45004	
		lang	geschlossen	–	SG 45011	SG 45012	SG 45013	SG 45014	
		kurz	offen	–	SG 45021	SG 45022	SG 45023	SG 45024	
		kurz	geschlossen	–	SG 45031	SG 45032	SG 45033	SG 45034	
	Marokko	lang	offen	–	SM 45001	SM 45002	SM 45003	SM 45004	
		lang	geschlossen	–	SM 45011	SM 45012	SM 45013	SM 45014	
		kurz	offen	–	SM 45021	SM 45022	SM 45023	SM 45024	
		kurz	geschlossen	–	SM 45031	SM 45032	SM 45033	SM 45034	
	Sand	lang	offen	–	SD 45001	SD 45002	SD 45003	SD 45004	
		lang	geschlossen	–	SD 45011	SD 45012	SD 45013	SD 45014	
		kurz	offen	–	SD 45021	SD 45022	SD 45023	SD 45024	
		kurz	geschlossen	–	SD 45031	SD 45032	SD 45033	SD 45034	
	Black	lang	offen	–	SN 45001	SN 45002	SN 45003	SN 45004	
		lang	geschlossen	–	SN 45011	SN 45012	SN 45013	SN 45014	
		kurz	offen	–	SN 45021	SN 45022	SN 45023	SN 45024	
		kurz	geschlossen	–	SN 45031	SN 45032	SN 45033	SN 45034	
ADH 	Mexico	lang	offen	Noppen	SG 45041	SG 45042	SG 45043	SG 45044	
		lang	geschlossen	Noppen	SG 45051	SG 45052	SG 45053	SG 45054	
		kurz	offen	Noppen	SG 45061	SG 45062	SG 45063	SG 45064	
		kurz	geschlossen	Noppen	SG 45071	SG 45072	SG 45073	SG 45074	
	Marokko	lang	offen	Noppen	SM 45041	SM 45042	SM 45043	SM 45044	
		lang	geschlossen	Noppen	SM 45051	SM 45052	SM 45053	SM 45054	
		kurz	offen	Noppen	SM 45061	SM 45062	SM 45063	SM 45064	
		kurz	geschlossen	Noppen	SM 45071	SM 45072	SM 45073	SM 45074	
	Black	lang	offen	Noppen	SN 45041	SN 45042	SN 45043	SN 45044	
		lang	geschlossen	Noppen	SN 45051	SN 45052	SN 45053	SN 45054	
		kurz	offen	Noppen	SN 45061	SN 45062	SN 45063	SN 45064	
		kurz	geschlossen	Noppen	SN 45071	SN 45072	SN 45073	SN 45074	
	AGH 	Mexico	lang	geschlossen	Spitze	SG 45601	SG 45602	SG 45603	SG 45604
			lang	offen	Noppen	SG 45611	SG 45612	SG 45613	SG 45614
			kurz	geschlossen	Spitze	SG 45631	SG 45632	SG 45633	SG 45634
			kurz	offen	Noppen	SG 45641	SG 45642	SG 45643	SG 45644
Marokko		lang	geschlossen	Spitze	SM 45601	SM 45602	SM 45603	SM 45604	
		lang	offen	Noppen	SM 45611	SM 45612	SM 45613	SM 45614	
		kurz	geschlossen	Spitze	SM 45631	SM 45632	SM 45633	SM 45634	
		kurz	offen	Noppen	SM 45641	SM 45642	SM 45643	SM 45644	
Sand		lang	geschlossen	Spitze	SD 45601	SD 45602	SD 45603	SD 45604	
		lang	offen	Noppen	SD 45611	SD 45612	SD 45613	SD 45614	
		kurz	geschlossen	Spitze	SD 45631	SD 45632	SD 45633	SD 45634	
		kurz	offen	Noppen	SD 45641	SD 45642	SD 45643	SD 45644	
Black		lang	geschlossen	Spitze	SN 45601	SN 45602	SN 45603	SN 45604	
		lang	offen	Noppen	SN 45611	SN 45612	SN 45613	SN 45614	
		kurz	geschlossen	Spitze	SN 45631	SN 45632	SN 45633	SN 45634	
		kurz	offen	Noppen	SN 45641	SN 45642	SN 45643	SN 45644	

Standardsortiment

VENOSAN® 5000

Kompressionsklasse 1: Fesseldruck 18 – 21 mmHg

KKL 1

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
AGG (links) 	Mexico	lang	offen	–	SG 45151	SG 45152	SG 45153	SG 45154
AGG (rechts) 		lang	offen	–	SG 45171	SG 45172	SG 45173	SG 45174
AT 	Mexico	lang	geschlossen	–	SG 45221	SG 45222	SG 45223	SG 45224
		kurz	geschlossen	–	SG 45231	SG 45232	SG 45233	SG 45234
	Marokko	lang	geschlossen	–	SM 45221	SM 45222	SM 45223	SM 45224
		kurz	geschlossen	–	SM 45231	SM 45232	SM 45233	SM 45234
	Sand	lang	geschlossen	–	SD 45221	SD 45222	SD 45223	SD 45224
		kurz	geschlossen	–	SD 45231	SD 45232	SD 45233	SD 45234
	Black	lang	geschlossen	–	SN 45221	SN 45222	SN 45223	SN 45224
		kurz	geschlossen	–	SN 45231	SN 45232	SN 45233	SN 45234

VENOSAN® 5000

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL 2

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
AD 	Mexico	lang	offen	–	SG 46001	SG 46002	SG 46003	SG 46004
		lang	geschlossen	–	SG 46011	SG 46012	SG 46013	SG 46014
		kurz	offen	–	SG 46021	SG 46022	SG 46023	SG 46024
		kurz	geschlossen	–	SG 46031	SG 46032	SG 46033	SG 46034
	Marokko	lang	offen	–	SM 46001	SM 46002	SM 46003	SM 46004
		lang	geschlossen	–	SM 46011	SM 46012	SM 46013	SM 46014
		kurz	offen	–	SM 46021	SM 46022	SM 46023	SM 46024
		kurz	geschlossen	–	SM 46031	SM 46032	SM 46033	SM 46034
	Sand	lang	offen	–	SD 46001	SD 46002	SD 46003	SD 46004
		lang	geschlossen	–	SD 46011	SD 46012	SD 46013	SD 46014
		kurz	offen	–	SD 46021	SD 46022	SD 46023	SD 46024
		kurz	geschlossen	–	SD 46031	SD 46032	SD 46033	SD 46034
	Black	lang	offen	–	SN 46001	SN 46002	SN 46003	SN 46004
		lang	geschlossen	–	SN 46011	SN 46012	SN 46013	SN 46014
		kurz	offen	–	SN 46021	SN 46022	SN 46023	SN 46024
		kurz	geschlossen	–	SN 46031	SN 46032	SN 46033	SN 46034
MiGel-Position: 17.02.01.01.1								
ADH 	Mexico	lang	offen	Noppen	SG 46041	SG 46042	SG 46043	SG 46044
		lang	geschlossen	Noppen	SG 46051	SG 46052	SG 46053	SG 46054
		kurz	offen	Noppen	SG 46061	SG 46062	SG 46063	SG 46064
		kurz	geschlossen	Noppen	SG 46071	SG 46072	SG 46073	SG 46074
	Marokko	lang	offen	Noppen	SM 46041	SM 46042	SM 46043	SM 46044
		lang	geschlossen	Noppen	SM 46051	SM 46052	SM 46053	SM 46054
		kurz	offen	Noppen	SM 46061	SM 46062	SM 46063	SM 46064
		kurz	geschlossen	Noppen	SM 46071	SM 46072	SM 46073	SM 46074
	Black	lang	offen	Noppen	SN 46041	SN 46042	SN 46043	SN 46044
		lang	geschlossen	Noppen	SN 46051	SN 46052	SN 46053	SN 46054
		kurz	offen	Noppen	SN 46061	SN 46062	SN 46063	SN 46064
		kurz	geschlossen	Noppen	SN 46071	SN 46072	SN 46073	SN 46074

MiGel-Position: 17.02.01.01.1

Standardsortiment

VENOSAN® 5000

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL 2

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse				
					S	M	L	XL	
AGH 	Mexico	lang	geschlossen	Spitze	SG 46601	SG 46602	SG 46603	SG 46604	
		lang	offen	Noppen	SG 46611	SG 46612	SG 46613	SG 46614	
		lang	geschlossen	Noppen	SG 46621	SG 46622	SG 46623	SG 46624	
		kurz	geschlossen	Spitze	SG 46631	SG 46632	SG 46633	SG 46634	
		kurz	offen	Noppen	SG 46641	SG 46642	SG 46643	SG 46644	
		kurz	geschlossen	Noppen	SG 46651	SG 46652	SG 46653	SG 46654	
	Marokko	lang	geschlossen	Spitze	SM 46601	SM 46602	SM 46603	SM 46604	
		lang	offen	Noppen	SM 46611	SM 46612	SM 46613	SM 46614	
		lang	geschlossen	Noppen	SM 46621	SM 46622	SM 46623	SM 46624	
		kurz	geschlossen	Spitze	SM 46631	SM 46632	SM 46633	SM 46634	
		kurz	offen	Noppen	SM 46641	SM 46642	SM 46643	SM 46644	
		kurz	geschlossen	Noppen	SM 46651	SM 46652	SM 46653	SM 46654	
	Sand	lang	geschlossen	Spitze	SD 46601	SD 46602	SD 46603	SD 46604	
		lang	offen	Noppen	SD 46611	SD 46612	SD 46613	SD 46614	
		lang	geschlossen	Noppen	SD 46621	SD 46622	SD 46623	SD 46624	
		kurz	geschlossen	Spitze	SD 46631	SD 46632	SD 46633	SD 46634	
		kurz	offen	Noppen	SD 46641	SD 46642	SD 46643	SD 46644	
		kurz	geschlossen	Noppen	SD 46651	SD 46652	SD 46653	SD 46654	
	Black	lang	geschlossen	Spitze	SN 46601	SN 46602	SN 46603	SN 46604	
		lang	offen	Noppen	SN 46611	SN 46612	SN 46613	SN 46614	
		lang	geschlossen	Noppen	SN 46621	SN 46622	SN 46623	SN 46624	
		kurz	geschlossen	Spitze	SN 46631	SN 46632	SN 46633	SN 46634	
		kurz	offen	Noppen	SN 46641	SN 46642	SN 46643	SN 46644	
		kurz	geschlossen	Noppen	SN 46651	SN 46652	SN 46653	SN 46654	
MiGeL-Position: 17.02.01.05.1									
AGG (links) 	Mexico	lang	offen	–	SG 46151	SG 46152	SG 46153	SG 46154	
AGG (rechts)		lang	offen	–	SG 46171	SG 46172	SG 46173	SG 46174	
MiGeL-Position: 17.02.01.05.1									
AT 	Mexico	lang	geschlossen	–	SG 46221	SG 46222	SG 46223	SG 46224	
		kurz	geschlossen	–	SG 46231	SG 46232	SG 46233	SG 46234	
	Marokko	lang	geschlossen	–	SM 46221	SM 46222	SM 46223	SM 46224	
		kurz	geschlossen	–	SM 46231	SM 46232	SM 46233	SM 46234	
	Sand	lang	geschlossen	–	SD 46221	SD 46222	SD 46223	SD 46224	
		kurz	geschlossen	–	SD 46231	SD 46232	SD 46233	SD 46234	
	Black	lang	geschlossen	–	SN 46221	SN 46222	SN 46223	SN 46224	
		kurz	geschlossen	–	SN 46231	SN 46232	SN 46233	SN 46234	
	MiGeL-Position: 17.02.01.07.1								

Standardsortiment

VENOSAN® 5000

Kompressionsklasse 3: Fesseldruck 34 – 46 mmHg

KKL 3

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
AD 	Mexico	lang	offen	–	SG 47001	SG 47002	SG 47003	SG 47004
		lang	geschlossen	–	SG 47011	SG 47012	SG 47013	SG 47014
	Marokko	lang	offen	–	SM 47001	SM 47002	SM 47003	SM 47004
		lang	geschlossen	–	SM 47011	SM 47012	SM 47013	SM 47014
	Black	lang	offen	–	SN 47001	SN 47002	SN 47003	SN 47004
		lang	geschlossen	–	SN 47011	SN 47012	SN 47013	SN 47014
MiGeL-Position: 17.03.01.01.1								

Massanfertigung

VENOSAN® 5000

nach Mass.

Artikel	Farbe	Fussspitze	KKL 1	KKL 2
			AD	KKL 1
ADH	Mexico, Black	offen/geschlossen	●	●
AG	Black	offen/geschlossen	●	●
AGH	KKL 2	offen/geschlossen	●	●
AGG+	Mexico, Black	offen/geschlossen	●	●
AT	Marokko, Sand, Black	offen/geschlossen	●	●
ATU Materna	Sand, Black	offen/geschlossen	●	●

+ nur in Mexico und Black erhältlich

● = lieferbar

Artikel	Farbe	Fussspitze	KKL 3
			AD
ADH	offen/geschlossen	●	
AG	offen/geschlossen	●	
AGH	offen/geschlossen	●	
AGG	offen/geschlossen	●	
AT	offen/geschlossen	●	
ATU Materna	offen/geschlossen	●	

● = lieferbar

Modelle nach Mass



CLASSIC VENOSAN® 6000

Der kostengünstige Kompressionsstrumpf,
der alle Anforderungen erfüllt.


- Leichte Transparenz
- Perfekter Sitz
- Pflegeleicht
- Entspricht dem GZG-Standard

Materialzusammensetzung

70 % Nylon Polyamid, 30 % Elastan

KKL
2

Farben



Standardsortiment

VENOSAN® 6000

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL
2

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
AD	Beige	lang	offen	–	CG 62001	CG 62002	CG 62003	CG 62004
		lang	geschlossen	–	CG 62011	CG 62012	CG 62013	CG 62014
		kurz	offen	–	CG 62021	CG 62022	CG 62023	CG 62024
		kurz	geschlossen	–	CG 62031	CG 62032	CG 62033	CG 62034
	Black	lang	offen	–	CN 62001	CN 62002	CN 62003	CN 62004
		lang	geschlossen	–	CN 62011	CN 62012	CN 62013	CN 62014
		kurz	offen	–	CN 62021	CN 62022	CN 62023	CN 62024
		kurz	geschlossen	–	CN 62031	CN 62032	CN 62033	CN 62034
MiGeL-Position: 17.02.01.01.1								
AGH	Beige	lang	offen	Noppen	CG 62601	CG 62602	CG 62603	CG 62604
		lang	geschlossen	Noppen	CG 62611	CG 62612	CG 62613	CG 62614
		kurz	offen	Noppen	CG 62621	CG 62622	CG 62623	CG 62624
		kurz	geschlossen	Noppen	CG 62631	CG 62632	CG 62633	CG 62634
	Black	lang	offen	Noppen	CN 62601	CN 62602	CN 62603	CN 62604
		lang	geschlossen	Noppen	CN 62611	CN 62612	CN 62613	CN 62614
		kurz	offen	Noppen	CN 62621	CN 62622	CN 62623	CN 62624
		kurz	geschlossen	Noppen	CN 62631	CN 62632	CN 62633	CN 62634
MiGeL-Position: 17.02.01.05.1								
AT	Beige	lang	geschlossen	–	CG 62211	CG 62212	CG 62213	CG 62214
		kurz	geschlossen	–	CG 62231	CG 62232	CG 62233	CG 62234
	Black	lang	geschlossen	–	CN 62211	CN 62212	CN 62213	CN 62214
		kurz	geschlossen	–	CN 62231	CN 62232	CN 62233	CN 62234
MiGeL-Position: 17.02.01.07.1								

NATURAL TOUCH VENOSAN® 7000

Starke Naturfasern – hohe Stiffness

Hohe Stiffness

Durch die höhere Stiffness – Druckzunahme bezogen auf die Umfangzunahme durch die muskuläre Bewegung – übt der VENOSAN 7000 STIFF auch eine ausgeprägte Massagewirkung auf das Bein aus.

Hautfreundlich


Die Materialzusammensetzung sorgt für einen hohen Widerstand und gleichzeitig einen optimalen Tragekomfort.

Materialzusammensetzung

62 % TACTEL® Polyamid, 26 % Elastan, 8 % Baumwolle
4 % SeaCell® (Algenfaser)



Farben



Standardsortiment

VENOSAN® 7000

Kompressionsklasse 1: Fesseldruck 18 – 21 mmHg

KKL 1

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
AD	Beige	lang	offen	–	SG 71001	SG 71002	SG 71003	SG 71004
		lang	geschlossen	–	SG 71011	SG 71012	SG 71013	SG 71014
		kurz	offen	–	SG 71021	SG 71022	SG 71023	SG 71024
		kurz	geschlossen	–	SG 71031	SG 71032	SG 71033	SG 71034

VENOSAN® 7000

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL 2

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse				
					S	M	L	XL	
AD	Beige	lang	offen	–	SG 72001	SG 72002	SG 72003	SG 72004	
		lang	geschlossen	–	SG 72011	SG 72012	SG 72013	SG 72014	
		kurz	offen	–	SG 72021	SG 72022	SG 72023	SG 72024	
		kurz	geschlossen	–	SG 72031	SG 72032	SG 72033	SG 72034	
	Black	lang	offen	–	SN 72001	SN 72002	SN 72003	SN 72004	
		lang	geschlossen	–	SN 72011	SN 72012	SN 72013	SN 72014	
		kurz	offen	–	SN 72021	SN 72022	SN 72023	SN 72024	
		kurz	geschlossen	–	SN 72031	SN 72032	SN 72033	SN 72034	
	MiGeL-Position: 17.02.01.01.1								
	ADH	Beige	lang	offen	Noppen	SG 72041	SG 72042	SG 72043	SG 72044
			lang	geschlossen	Noppen	SG 72051	SG 72052	SG 72053	SG 72054
			kurz	offen	Noppen	SG 72061	SG 72062	SG 72063	SG 72064
kurz			geschlossen	Noppen	SG 72071	SG 72072	SG 72073	SG 72074	
Black		lang	offen	Noppen	SN 72041	SN 72042	SN 72043	SN 72044	
		lang	geschlossen	Noppen	SN 72051	SN 72052	SN 72053	SN 72054	
		kurz	offen	Noppen	SN 72061	SN 72062	SN 72063	SN 72064	
		kurz	geschlossen	Noppen	SN 72071	SN 72072	SN 72073	SN 72074	
MiGeL-Position: 17.02.01.01.1									
AGH		Beige	lang	offen	Noppen	SG 72601	SG 72602	SG 72603	SG 72604
			lang	geschlossen	Noppen	SG 72611	SG 72612	SG 72613	SG 72614
			kurz	offen	Noppen	SG 72621	SG 72622	SG 72623	SG 72624
	kurz		geschlossen	Noppen	SG 72631	SG 72632	SG 72633	SG 72634	
	Black	lang	offen	Noppen	SN 72601	SN 72602	SN 72603	SN 72604	
		lang	geschlossen	Noppen	SN 72611	SN 72612	SN 72613	SN 72614	
		kurz	offen	Noppen	SN 72621	SN 72622	SN 72623	SN 72624	
		kurz	geschlossen	Noppen	SN 72631	SN 72632	SN 72633	SN 72634	
	MiGeL-Position: 17.02.01.05.1								
	AGG (links)	Beige	lang	offen	–	SG 72151	SG 72152	SG 72153	SG 72154
			kurz	offen	–	SG 72161	SG 72162	SG 72163	SG 72164
			lang	offen	–	SG 72171	SG 72172	SG 72173	SG 72174
kurz			offen	–	SG 72181	SG 72182	SG 72183	SG 72184	
AGG (rechts)	Beige	lang	offen	–	SG 72151	SG 72152	SG 72153	SG 72154	
		kurz	offen	–	SG 72161	SG 72162	SG 72163	SG 72164	
		lang	offen	–	SG 72171	SG 72172	SG 72173	SG 72174	
		kurz	offen	–	SG 72181	SG 72182	SG 72183	SG 72184	
MiGeL-Position: 17.02.01.05.1									

Standardsortiment

VENOSAN® 7000

Kompressionsklasse 3: Fesseldruck 34 – 46 mmHg

KKL 3

Artikel	Farbe	Länge	Fussspitze	Haftband	REF / Grösse					
					S	M	L	XL		
AD 	Beige	lang	offen	–	SG 73001	SG 73002	SG 73003	SG 73004		
		lang	geschlossen	–	SG 73011	SG 73012	SG 73013	SG 73014		
		kurz	offen	–	SG 73021	SG 73022	SG 73023	SG 73024		
		kurz	geschlossen	–	SG 73031	SG 73032	SG 73033	SG 73034		
	Black	lang	offen	–	SN 73001	SN 73002	SN 73003	SN 73004		
		lang	geschlossen	–	SN 73011	SN 73012	SN 73013	SN 73014		
		kurz	offen	–	SN 73021	SN 73022	SN 73023	SN 73024		
		kurz	geschlossen	–	SN 73031	SN 73032	SN 73033	SN 73034		
		MiGeL-Position: 17.03.01.01.1								
		ADH 	Beige	lang	offen	Noppen	SG 73041	SG 73042	SG 73043	SG 73044
lang	geschlossen			Noppen	SG 73051	SG 73052	SG 73053	SG 73054		
kurz	offen			Noppen	SG 73061	SG 73062	SG 73063	SG 73064		
kurz	geschlossen			Noppen	SG 73071	SG 73072	SG 73073	SG 73074		
Black	lang		offen	Noppen	SN 73041	SN 73042	SN 73043	SN 73044		
	lang		geschlossen	Noppen	SN 73051	SN 73052	SN 73053	SN 73054		
	kurz		offen	Noppen	SN 73061	SN 73062	SN 73063	SN 73064		
	kurz		geschlossen	Noppen	SN 73071	SN 73072	SN 73073	SN 73074		
	MiGeL-Position: 17.03.01.01.1									
	AGH 		Beige	lang	offen	Noppen	SG 73601	SG 73602	SG 73603	SG 73604
lang		geschlossen		Noppen	SG 73611	SG 73612	SG 73613	SG 73614		
kurz		offen		Noppen	SG 73621	SG 73622	SG 73623	SG 73624		
kurz		geschlossen		Noppen	SG 73631	SG 73632	SG 73633	SG 73634		
Black		lang	offen	Noppen	SN 73601	SN 73602	SN 73603	SN 73604		
		lang	geschlossen	Noppen	SN 73611	SN 73612	SN 73613	SN 73614		
		kurz	offen	Noppen	SN 73621	SN 73622	SN 73623	SN 73624		
		kurz	geschlossen	Noppen	SN 73631	SN 73632	SN 73633	SN 73634		
		MiGeL-Position: 17.03.01.05.1								

Massanfertigung

VENOSAN® 7000

nach Mass.

KKL 2

KKL 3

Artikel	Farbe	Fussspitze	KKL 2	KKL 3
AD	Beige, Black	offen/geschlossen	●	●
ADH		offen/geschlossen	●	●
AG		offen/geschlossen	●	●
AGH		offen/geschlossen	●	●
AGG		offen/geschlossen	●	●
AT		offen/geschlossen	●	●
ATH		offen/geschlossen	●	●

● = lieferbar

Modelle nach Mass



SUCCESSFUL THERAPY VENOSAN® 8000 ULCERFIT

Starke Naturfasern – hohe Stiffness

VENOSAN® 8000 ULCERFIT ist ein Kompressionsstrumpf-System zur Behandlung des offenen Beines (Ulcus cruris venosum). Das Therapiesystem besteht aus zwei speziell gestrickten Strümpfen. Sie ergänzen sich in ihrer medizinischen Wirkung und erzeugen einen besonderen Druckaufbau.

■ Unterstrumpf

Der Unterstrumpf wird normalerweise Tag und Nacht getragen. Er verhindert das Verrutschen von Wundauflagen.

■ Überstrumpf

Der Überstrumpf unterstützt Ihre Behandlung tagsüber, indem er den definierten Druck gewährleistet.

Materialzusammensetzung

Überstrumpf: 62 % TACTEL® Polyamid, 26 % Elastan, 8 % Baumwolle, 4 % SeaCell®
Unterstrumpf: 90 % Polyamid, 10 % Elastan



Farbe

Überstrumpf:	Beige
Unterstrumpf:	Weiss

Standardsortiment

VENOSAN® 8000 ULCERFIT Unterstrümpfe

Fesseldruck 10 mmHg

Artikel	Farbe	Beinlänge	Fussspitze	Haftband	S	REF / Grösse		
						M	L	XL
AD (Paar)	Weiss	35 – 42cm	geschlossen	–	SG 80001	SG 80002	SG 80003	SG 80004

VENOSAN® 8000 ULCERFIT

Kompressionsklasse 2: Fesseldruck 23 – 32 mmHg

KKL 2

Artikel	Farbe	Beinlänge	Fussspitze	Haftband	S	REF / Grösse		
						M	L	XL
AD (Set*)	Beige / Weiss*	lang 37 – 42cm	Unterstrumpf: geschlossen	–	SG 82001	SG 82002	SG 82003	SG 82004
		kurz 35 – 40cm	Überstrumpf: offen	–	SG 82021	SG 82022	SG 82023	SG 82024

MiGeLPosition: 17.05.01.00.1

* Set: bestehend aus einem (beigen) Überstrumpf und zwei (weissen) Unterstrümpfen

VENOSAN® 8000 ULCERFIT

Kompressionsklasse 3: Fesseldruck 34 – 46 mmHg

KKL 3

Artikel	Farbe	Beinlänge	Fussspitze	Haftband	S	REF / Grösse		
						M	L	XL
AD (Set*)	Beige / Weiss*	lang 37 – 42cm	Unterstrumpf: geschlossen	–	SG 83001	SG 83002	SG 83003	SG 83004
		kurz 35 – 40cm	Überstrumpf: offen	–	SG 83021	SG 83022	SG 83023	SG 83024

MiGeLPosition: 17.05.01.00.1


* Set: bestehend aus einem (beigen) Überstrumpf und zwei (weissen) Unterstrümpfen

So wird richtig angemessen Armkompressionsstrümpfe

Wann? Bei starker Schwellungsneigung ist das Mass morgens zu nehmen.

Wie? Mit einem Bandmass.

Messpunkte / Umfangmasse




Armkompressionsstrümpfe Grösstentabelle

Umfang Handgelenk (cm)				
	S	M	L	XL
cC	14 – 17	17 – 20	20 – 23	23 – 26
Umfang Unterarm (cm)				
	S	M	L	XL
cD	22 – 26	26 – 30	30 – 34	34 – 38
Umfang Oberarm (cm)				
	S	M	L	XL
cF	24 – 30	30 – 36	36 – 42	42 – 48
Längenmasse (cm)				
	kurz		lang	
Handgelenk (C) bis Oberarm (G)	35 – 45		40 – 50	

Die Länge wird am gestreckten Arm gemessen.

Modellvarianten Serie und Mass:



CG ohne Handansatz
CG-H ohne Handansatz mit Noppenhaftband
ZG mit Handansatz
ZG-H mit Handansatz mit Noppenhaftband
CH ohne Handansatz mit Schulterteil
ZH mit Handansatz mit Schulterteil

CLIMATE EFFECT VENOSAN® 4000

Microfaser – fein und modisch

■ Klimateffekt

Mit seiner raffinierten Sandwich-Bauweise ist der VENOSAN 4000 der erste Kompressionsstrumpf, der mit dem Tactel-climate-effect-label ausgezeichnet wurde. Dadurch ist er angenehmer zu tragen.

■ Extrem elastisch


Die Kraft-/Dehnungskurve verläuft dank einer neuen Technologie viel flacher. Er ist sehr leicht zum Anziehen.

■ Komfortabel

Die hochwertigen Materialien sorgen für einen hohen Tragekomfort.

Materialzusammensetzung

71 % TACTEL® Polyamid, 29 % Elasthan



VENOSAN® 4000

Kompressionsklasse 2: Druck am Handgelenk 23 – 32 mmHg

Artikel	Farbe	Handansatz	REF / Grösse				nach Mass
			S	M	L	XL	
CG	Mexico	offen	SG 42501	SG 42502	SG 42503	SG 42504	•
	Black	offen	SN 42501	SN 42502	SN 42503	SN 42504	•

• = lieferbar



NATURAL TOUCH VENOSAN® 7000

Starke Naturfasern – hohe Stiffness

Hohe Stiffness

Durch die höhere Stiffness – Druckzunahme bezogen auf die Umfangzunahme durch die muskuläre Bewegung – übt der VENOSAN 7000 auch eine ausgeprägte Massagewirkung auf den Arm aus.

Hautfreundlich


Die Materialzusammensetzung sorgt für einen hohen Widerstand und gleichzeitig einen optimalen Tragekomfort.

Materialzusammensetzung

Überstrumpf: 62% TACTEL® Polyamid, 26% Elastan, 8% Baumwolle, 4% SeaCell®
Unterstrumpf: 90% Polyamid, 10% Elastan



Farben



Standardsortiment

VENOSAN® 7000

Kompressionsklasse 2: Druck am Handgelenk 23 – 32 mmHg

KKL 2

Artikel	Farbe	Länge	Handansatz	Haftband	REF / Grösse			
					S	M	L	XL
CG	Beige	lang	ohne		SG 72501	SG 72502	SG 72503	SG 72504
		kurz	ohne		SG 72511	SG 72512	SG 72513	SG 72514
CG-H	Black	lang	ohne		SN 72501	SN 72502	SN 72503	SN 72504
		kurz	ohne		SN 72511	SN 72512	SN 72513	SN 72514
CG-H	Beige	lang	ohne	Noppen	SG 72521	SG 72522	SG 72523	SG 72524
		kurz	ohne	Noppen	SG 72531	SG 72532	SG 72533	SG 72534
CG-H	Black	lang	ohne	Noppen	SN 72521	SN 72522	SN 72523	SN 72524
		kurz	ohne	Noppen	SN 72531	SN 72532	SN 72533	SN 72534
ZG	Beige	lang	mit		SG 72541	SG 72542	SG 72543	SG 72544
		kurz	mit		SG 72551	SG 72552	SG 72553	SG 72554
ZG	Black	lang	mit		SN 72541	SN 72542	SN 72543	SN 72544
		kurz	mit		SN 72551	SN 72552	SN 72553	SN 72554
ZG-H	Beige	lang	mit	Noppen	SG 72561	SG 72562	SG 72563	SG 72564
		kurz	mit	Noppen	SG 72571	SG 72572	SG 72573	SG 72574
ZG-H	Black	lang	mit	Noppen	SN 72561	SN 72562	SN 72563	SN 72564
		kurz	mit	Noppen	SN 72571	SN 72572	SN 72573	SN 72574
ZH	Beige	lang	mit		SG 72581	SG 72582	SG 72583	SG 72584
		kurz	mit		SG 72591	SG 72592	SG 72593	SG 72594

Massanfertigung

VENOSAN® 7000

nach Mass.

Artikel	Farbe	Handansatz	7002 KKL 2	7003 KKL 3
CG	Beige & Black	ohne	•	•
CG-H	Beige & Black	ohne	•	•
CH	Beige & Black	ohne	•	•
ZG	Beige & Black	mit	•	•
ZG-H	Beige & Black	mit	•	•
ZH	Beige & Black	mit	•	•

• = lieferbar

KKL 2

Kompressionsklasse 2:
Druck am Handgelenk
23 – 32 mmHg

KKL 3

Kompressionsklasse 3:
Druck am Handgelenk
34 – 46 mmHg

Modelle nach Mass



Sortimentsübersicht

Medizinische Stützstrümpfe

VENOSAN® LEGLINE 20

ELEGANT LUXURY

- Für leichte Beine im Alltag
- Formstabil, maximale Bewegungsfreiheit
- Transparente Optik
- Höchster Tragekomfort

Anwendung

- Präventiv gegen Krampfadern und schwere Beine
- Bei häufigem Sitzen oder Stehen am Arbeitsplatz
- Längere Reisen in Flugzeug, Zug und Auto



20 mmHg
140 den

Material
78% Polyamid
22% LYCRA® Elastan

VENOSAN® LEGLINE 30

ELEGANT LUXURY

- Für leichte Beine im Alltag
- Formstabil, maximale Bewegungsfreiheit
- Transparente Optik
- Höchster Tragekomfort

Anwendung

- Präventiv gegen Krampfadern und schwere Beine
- Bei häufigem Sitzen oder Stehen am Arbeitsplatz
- Längere Reisen in Flugzeug, Zug und Auto



30 mmHg
280 den

Material
AD / AGH:
70 % Polyamid
30 % LYCRA® Elastan
AT:
78 % Polyamid
22 % LYCRA® Elastan

VENOSAN® SILK SUPPORT

TRAVEL & LEISURE

- Für leichte Beine im Alltag und auf Reisen
- Fördert die Durchblutung
- Effiziente Thromboseprohylaxe
- Weiche, glatte Seidenfasern auf der Haut
- Temperatenausgleichend

Anwendung

- Bei häufigem Sitzen oder Stehen am Arbeitsplatz
- Längere Reisen in Flugzeug, Zug und Auto
- Bei empfindlicher und trockener Haut



15 – 20
mmHg

Material
65% Polyamid
20% Elastan
15% Seide

VENOSAN® COTTON SUPPORT

TRAVEL & LEISURE

- Für leichte Beine im Alltag und auf Reisen
- Fördert die Durchblutung
- Effiziente Thromboseprohylaxe
- 100 % Baumwolle auf der Haut
- Passend zu Jeans und Anzug

Anwendung

- Bei häufigem Sitzen oder Stehen am Arbeitsplatz
- Längere Reisen in Flugzeug, Zug und Auto



15 – 20
mmHg

Material
65% Polyamid
20% Cotton
15% Elastan

Reisestrümpfe

VENOSAN® JET LEGS®

TRAVEL WITH COMFORT SOCKS

- Stufenlos abnehmende Kompression (15-20 mmHg)
- Fördert die Durchblutung
- Effiziente Thromboseprophylaxe

Anwendung

- Reisebegleiter in Flugzeug, Zug und Auto
- Längere Reisen



Material
86% Nylon Polyamid
14% LYCRA® Elastan

Anti-Embolie Strümpfe

VENOSAN® AES

- Passgenau dank anatomischer Form
- Farbcodierung für eine einfache und sichere Grössenbestimmung
- Sicherheit durch das obliegende Inspektionsfenster

Indikationen

- Prä-, intra- und postoperative Thrombose- und Embolieprophylaxe
- Allgemeine Immobilität, Bettlägerigkeit
- Vor, während und nach der Geburt



Material
AD / AGG:
91% Nylon Polyamid
9% LYCRA® Elastan
AGH:
89% Nylon Polyamid
11% LYCRA® Elastan

LEGLINE 20

20 mmHg
140 den

Support Stockings 140 den

Stützstrümpfe




Stufenlos abnehmende Kompression

Umfang (cm)

AD	AGH, AT, ATU
60% 12 mmHg	cF
80% 16 mmHg	cD
	cC
100% 20 mmHg	cB

XS	S	M	L	XL
42-44	45-47	48-50	51-53	54-60
29-31	32-34	35-37	38-40	41-43
31-33	34-36	37-39	40-42	43-45
20-21	22-23	24-25	26-27	28-29



Effective Compression
Verhindert geschwollene Beine

Everyday Elegance
Transparente Optik

Optimal Comfort
Für höchsten Tragekomfort, rutscht nicht

Spitzenhaftband




Aussen



Innen

Grösse



Artikel

Type	Farben*	XS	S	M	L	XL
AD	Nude	VL 303 NU	VL 304 NU	VL 305 NU	VL 306 NU	-
	Sahara	VL 303 SA	VL 304 SA	VL 305 SA	VL 306 SA	-
	Black	VL 303 BL	VL 304 BL	VL 305 BL	VL 306 BL	-
AGH	Nude	VL 323 NU	VL 324 NU	VL 325 NU	VL 326 NU	-
	Sahara	VL 323 SA	VL 324 SA	VL 325 SA	VL 326 SA	-
	Black	VL 323 BL	VL 324 BL	VL 325 BL	VL 326 BL	-
AT	Nude	VL 333 NU	VL 334 NU	VL 335 NU	VL 336 NU	VL 337 NU
	Sahara	VL 333 SA	VL 334 SA	VL 335 SA	VL 336 SA	VL 337 SA
	Black	VL 333 BL	VL 334 BL	VL 335 BL	VL 336 BL	VL 337 BL
ATU	Sahara	VL 343 SA	VL 344 SA	VL 345 SA	VL 346 SA	VL347 SA
	Black	VL 343 BL	VL 344 BL	VL 345 BL	VL 346 BL	VL 347 BL


* Farben



Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.

Materialzusammensetzung

78 % Polyamid | 22 % LYCRA® Elastane



LEGLINE 30

30 mmHg
280 den

Support Stockings 280 den

Stützstrümpfe



Stufenlos abnehmende Kompression

Umfang (cm)

AD	AGH, AT	
	60% 18 mmHg	cF
80% 24 mmHg	80% 24 mmHg	cD
		cC
100% 30 mmHg	100% 30 mmHg	cB

XS	S	M	L	XL
42-44	45-47	48-50	51-53	54-60
29-31	32-34	35-37	38-40	41-43
31-33	34-36	37-39	40-42	43-45
20-21	22-23	24-25	26-27	28-29

SWISS COMFORT



Effective Compression
Verhindert geschwollene Beine

Everyday Elegance
Transparente Optik

Optimal Comfort
Für höchsten Tragekomfort, rutscht nicht

Spitzenhaftband




Aussen



Innen

Grösse



Artikel

Type	Farben*	XS	S	M	L	XL
AD	Nude	VL 403 NU	VL 404 NU	VL 405 NU	VL 406 NU	-
	Sahara	VL 403 SA	VL 404 SA	VL 405 SA	VL 406 SA	-
	Black	VL 403 BL	VL 404 BL	VL 405 BL	VL 406 BL	-
AGH	Nude	VL 423 NU	VL 424 NU	VL 425 NU	VL 426 NU	-
	Sahara	VL 423 SA	VL 424 SA	VL 425 SA	VL 426 SA	-
	Black	VL 423 BL	VL 424 BL	VL 425 BL	VL 426 BL	-
AT	Nude	VL 433 NU	VL 434 NU	VL 435 NU	VL 436 NU	VL 437 NU
	Sahara	VL 433 SA	VL 434 SA	VL 435 SA	VL 436 SA	VL 437 SA
	Black	VL 433 BL	VL 434 BL	VL 435 BL	VL 436 BL	VL 437 BL


* Farben



Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.

Materialzusammensetzung

AD|AGH: 70% Polyamid | 30% LYCRA® Elastan
AT: 78% Polyamid | 22% LYCRA® Elastan



SILK SUPPORT

Stützstrümpfe · Travel & Leisure


15 – 20 mmHg

Stützstrümpfe



Für leichte Beine auf langen Reisen

Stufenlos abnehmende Kompression



Größen

	SMALL	MEDIUM	LARGE
EUR	36-39	39-42	42-45

Artikel


Farben*	S	M	L
White	SG 58800	SG 58801	SG 58802
Black	SG 58820	SG 58821	SG 58822
Jeans	SG 58870	SG 58871	SG 58872
Marine	SG 58810	SG 58811	SG 58812
Silver	SG 58880	SG 58881	SG 58882
Beige	SG 58840	SG 58841	SG 58842
Apricot	SG 58900	SG 58901	SG 58902
Sisko (Violet)	SG 58910	SG 58911	SG 58912

* Farben



DURABLE COLOURS

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.



Effective Compression
Verhindert geschwollene Beine

Soft Band
Schneidet nicht ein

Satin Touch
Für höchsten Tragekomfort, rutscht nicht

Materialzusammensetzung

65 % Polyamid | 20 % Elastan | 15 % Seide



COTTON SUPPORT

15 – 20 mmHg


Stützstrümpfe • Travel & Leisure

Stützstrümpfe



Für leichte Beine auf langen Reisen

Stufenlos abnehmende Kompression




Größen

	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
EUR	36-39	39-42	42-45	45-48

Artikel

Farben*	S	M	L	XL
White	SG 59800	SG 59801	SG 59802	SG 59803
Navy	SG 59810	SG 59811	SG 59812	SG 59813
Black	SG 59820	SG 59821	SG 59822	SG 59823
Beige	SG 59840	SG 59841	SG 59842	SG 59843
Anthracite	SG 59850	SG 59851	SG 59852	SG 59853
Olive	SG 59860	SG 59861	SG 59862	SG 59863
Jeans	SG 59870	SG 59871	SG 59872	SG 59873
Silver	SG 59880	SG 59881	SG 59882	SG 59883
Wood	SG 59890	SG 59891	SG 59892	SG 59893

* Farben



DURABLE COLOURS

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.

SWISS COMFORT



Effective Compression
Verhindert geschwollene Beine

Soft Band
Schneidet nicht ein

Anatomically Knitted
Für höchsten Tragekomfort, rutscht nicht

Materialzusammensetzung

65 % Polyamid | 20 % Baumwolle | 15 % Elasthan



STRECKSTRÜMPFE

JET LEGS® by VENOSAN®



Die idealen Reisebegleiter

JET LEGS by VENOSAN sind die idealen Reisebegleiter. Dank stufenlos abnehmender Kompression bieten sie eine effiziente Thromboseprophylaxe.

■ Kompaktes Sortiment

1 Farbe – 2 Grössen

■ Überdurchschnittlich

Das Preis-Leistungsverhältnis

Materialzusammensetzung

86 % Nylon Polyamid, 14 % LYCRA® Elastan

Farbe

Black

JET LEGS® by VENOSAN®

Fesseldruck 15 – 20 mmHg

Artikel	Farbe	Fussspitze	REF / Grösse	
			Standard (36-40)	Large (41-45)
AD	Black	geschlossen	SG 59610	SG 59611

Zubehör für Kompressionsstrümpfe

VENOSAN® Eureka An- und Ausziehhilfen für Kompressionsstrümpfe

Die VENOSAN Eureka Produkte erleichtern das An- und Ausziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen aller Art. Sie eignen sich sowohl für Waden- und Schenkelstrümpfe als auch für Strumpfhosen mit offener und geschlossener Fussspitze.



VENOSAN Eureka On
Anziehhilfe



VENOSAN Eureka Off
Ausziehhilfe



Materialzusammensetzung

VENOSAN Eureka On (Plus):
57% Polyamid, 43% Baumwolle

Pin: 100% Polyethylen

VENOSAN Eureka Off (Plus):
100% Polyamid

Grössenbestimmung

Umfangmasse cA und cY



Produkt	Artikelnr.	Umfang cA	Umfang cY	Verkaufseinheit
VENOSAN Eureka On Anziehhilfe	155380	< 25 cm	< 40 cm	1 Stk.
VENOSAN Eureka On Plus Anziehhilfe	155381	25-30 cm	40-45 cm	1 Stk.
VENOSAN Eureka Off Ausziehhilfe	155382	<25 cm	< 40 cm	1 Stk.
VENOSAN Eureka Off Plus Ausziehhilfe	155383	25-30 cm	40-45 cm	1 Stk.

MiGeLPosition: 17.12.01.01.1

Zubehör für Kompressionsstrümpfe



VENOSAN® Dot Gloves

Handschuhe zum An- und Ausziehen der Kompressionsstrümpfe in zwei Grössen.

Zusammensetzung

Gestrick: 100 % Nylon Polyamid,
Noppen: PVC

Artikelnr.	1 Paar Grösse S/M VC 003	1 Paar Grösse L/XL VC 004
------------	--------------------------------	---------------------------------



COLTEX Haft-Stift

Spezialklebstoff zur Befestigung von medizinischen Kompressionsstrümpfen auf der Haut.

Zusammensetzung

PVP/VA Copolymere, Glycerin, Aqua,
5% Isopropyl alcohol, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin

Artikelnr.	KC 67000	1 Stk.
------------	----------	--------



VENO-GLIDER Anzieh-Gleitsocke

Artikelnr.	995345	1 Stk.
------------	--------	--------

Hautpflege bei Kompressionstherapie



SERVADERM® Lotion

Revolutionärer Zellschutz für Ihre Haut.

Eigenschaften:

Ideal bei trockener und irritierter Haut, verursacht durch Kompression. Pflegt und beruhigt die Haut und lindert den Juckreiz. Frei von Farbstoffen, Parabenen und PEGs.

Anwendung:

Eignet sich in Kombination mit Kompressionsstrümpfen für alle Hautpartien. Täglich vor und nach dem Tragen der Kompressionsstrümpfe auf die betroffenen Hautstellen einmassieren. Dadurch werden die Hautzellen optimal vor Austrocknung geschützt.

Zusammensetzung

Enthält 3% Mandelöl, Panthenol, Bisabolol, Allantoin, Shea Butter

Artikelnr.	152210	1 Flasche (150ml)
------------	--------	----------------------



SERVADERM® Cleansing Foam

Für Haut, Haare und Kompressionsstrümpfe.

Eigenschaften:

2-Phasen Reinigungsschaum mit allergenoptimierten Inhaltsstoffen. Schützt vor dem Austrocknen dank pflegendem Mandelöl und besänftigt irritierte Haut. SLS frei.

Anwendung:

Waschschaum für die tägliche Dusche anwenden. Auch geeignet für die Handwäsche von Kompressionsstrümpfen. Vor Gebrauch gut schütteln.

Zusammensetzung

Enthält 6% Mandelöl, Panthenol, Allantoin

Artikelnr.	152211	1 Flasche (250ml)
------------	--------	----------------------

AES

VENOSAN® AES

Leicht anzuziehen und atmungsaktiv

- **Passgenau** dank anatomischer Form und umfassender Grössenauswahl.
- **Farbcodierung** ermöglicht eine einfache und sichere Grössenbestimmung nach dem Waschen.
- **Sicherheit** durch das obenliegende Inspektionsfenster.

Materialzusammensetzung

AD / AGG: 91% Nylon Polyamid, 9% LYCRA® Elastan
AGH: 89% Nylon Polyamid, 11% LYCRA® Elastan



Farbe

White

Standardsortiment

VENOSAN® AES

Fesseldruck: 16 – 18 mmHg

Artikel	Knöchel- umfang cB	Waden- umfang cC	Oberschenkel- umfang cG	Länge	Grösse	Farbcodierung Grösse (Zehe)	Farbcodierung Länge (oben)	REF
AD	18 – 20 cm	< 32 cm		< 41 cm	S normal	gelb	nature	SG 57000
				> 41 cm	S lang	gelb	blau	SG 57001
	20 – 22 cm	32 – 37 cm		< 43 cm	M normal	nature	nature	SG 57002
				> 43 cm	M lang	nature	blau	SG 57003
	23 – 25 cm	37 – 42 cm		< 45 cm	L normal	blau	nature	SG 57004
				> 45 cm	L lang	blau	blau	SG 57005
	25 – 27 cm	42 – 47 cm		< 45 cm	XL normal	grün	nature	SG 57006
				> 45 cm	XL lang	grün	blau	SG 57007
28 – 30 cm	47 – 52 cm		< 45 cm	XXL normal	violett	nature	SG 57008	
			> 45 cm	XXL lang	violett	blau	SG 57009	
AGH	18 – 20 cm	< 32 cm	45 – 64 cm	< 74 cm	S kurz	gelb	gelb	SG 57020
				74 – 79 cm	S normal	gelb	nature	SG 57021
	20 – 22 cm	32 – 37 cm	53 – 71 cm	< 74 cm	S lang	gelb	blau	SG 57022
				74 – 79 cm	M kurz	nature	gelb	SG 57023
	23 – 25 cm	37 – 42 cm	61 – 80 cm	< 74 cm	M normal	nature	nature	SG 57024
				74 – 79 cm	M lang	nature	blau	SG 57025
	25 – 27 cm	42 – 47 cm	70 – 84 cm	< 74 cm	L kurz	blau	gelb	SG 57026
				74 – 79 cm	L normal	blau	nature	SG 57027
	28 – 30 cm	47 – 52 cm		< 79 cm	L lang	blau	blau	SG 57028
				> 79 cm	XL normal	grün	nature	SG 57029
31 – 33 cm	50 – 55 cm		< 79 cm	XL lang	grün	blau	SG 57030	
			> 79 cm					
AGG	18 – 20 cm	< 32 cm	45 – 64 cm	< 74 cm	S kurz	gelb	gelb	SG 57050
				74 – 79 cm	S normal	gelb	nature	SG 57051
	20 – 22 cm	32 – 37 cm	53 – 71 cm	< 74 cm	S lang	gelb	blau	SG 57052
				74 – 79 cm	M kurz	nature	gelb	SG 57053
	23 – 25 cm	37 – 42 cm	61 – 80 cm	< 74 cm	M normal	nature	nature	SG 57054
				74 – 79 cm	M lang	nature	blau	SG 57055
	25 – 27 cm	42 – 47 cm	70 – 84 cm	< 74 cm	L kurz	blau	gelb	SG 57056
				74 – 79 cm	L normal	blau	nature	SG 57057
	28 – 30 cm	47 – 52 cm		< 79 cm	L lang	blau	blau	SG 57058
				> 79 cm	XL normal	grün	nature	SG 57059
31 – 33 cm	50 – 55 cm		< 79 cm	XL lang	grün	blau	SG 57060	
			> 79 cm					

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Allgemeine Verkaufsbedingungen

- Das Produktsortiment kann sich jederzeit ändern. Die von Lohmann & Rauscher per Katalog, Prospekte oder Internet publizierten Produkte dienen lediglich der Information und sind nicht als verbindliche Offerte zu verstehen.
- Die Angaben in der Preisliste sind unverbindlich, Preisänderungen, Konditionenänderungen und technische Neuerungen der Produkte bleiben vorbehalten.
- Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Käufers.
- Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist 9014 St. Gallen.
- Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto. Auf verfallene Rechnungen werden ein Verzugszins von 5 %, sowie Mahnspesen von CHF 20.- verrechnet.
- Nachlieferungen: Für durch Lohmann & Rauscher verschuldete Teilsendungen wird derjenige Rabatt gewährt, der einer einmaligen Lieferung entspricht.
- Betriebsstörungen jeder Art wie Streik, Brand, Krieg, Rohstoffmangel und Ereignisse höherer Gewalt usw. befreien Lohmann & Rauscher von der rechtzeitigen Lieferpflicht für die Dauer der dadurch hervorgerufenen Störung.
- Findet während der Abwicklung eines längerfristigen Auftrages eine Preiserhöhung statt, so können für die noch abzunehmenden Restmengen die neuen Preise angewendet werden. In diesem Fall ist der Käufer innerhalb eines Monats seit Ankündigung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Der Saldo der nach dem 12. Monat nicht bezogenen Abschlussmenge(n) ist zu den dannzumal gültigen Preisen und Bedingungen zu liefern und zu beziehen.
- Reklamationen sind sofort nach Erhalt der Sendung anzubringen. Liegt ein Fabrikationsfehler vor oder ist ungeeignetes Material verwendet worden, verpflichtet sich Lohmann & Rauscher, die Ware so rasch als möglich auszubessern oder zu ersetzen. Jeder weitere Anspruch des Käufers, insbesondere auf Schadenersatz oder Auflösung des Vertrages, ist ausgeschlossen.
- Für nicht durch Lohmann & Rauscher verschuldete Retoursendungen berechnen wir eine den Umtrieben angemessene Bearbeitungsgebühr. Die Bearbeitungsgebühr ist abhängig vom Warenwert und beträgt: bis CHF 100.-: CHF 10.- bis CHF 500.-: CHF 50.- ab CHF 500.-: CHF 80.- Unkurante oder überlagerte Ware kann nicht zurückgenommen werden (siehe Retourenreglement).
- Extra-Anfertigungen werden nach Ergebnis berechnet und können nicht zurückgenommen werden. Der Käufer akzeptiert allfällige Über- oder Unterlieferungen bis zu 10 %.
- Verpackungsmaterial wird nicht zurückgenommen.
- Durch diese Bestimmungen werden alle früheren Bedingungen ausser Kraft gesetzt.
- Anderslautende Bedingungen des Käufers sind nur gültig, wenn sie von Lohmann & Rauscher schriftlich anerkannt wurden.
- Gerichtsstand: 9014 St. Gallen

Die Publikumspreise sind unverbindliche Richtpreise.

Februar 2023

Konditionen Lohmann & Rauscher AG ab 01. Februar 2023

Kriterium	Hospital · Heim · Spitex · Apotheke · Grossist	Arzt · Therapeut
Preisbasis	Engros	Arzt
Zahlung	30 Tage netto	30 Tage netto
Mindestfakturbetrag	CHF 50.-	CHF 50.-
Frankolieferung	CHF 250.-	CHF 150.-
Express-Portozuschlag	gemäss Posttarif	gemäss Posttarif
Kleinlieferungen*	von CHF 50.- bis CHF 250.- Versandpauschale von CHF 12.-	von CHF 50.- bis CHF 150.- Versandpauschale von CHF 12.-
Palettenzuschlag	Als Kompensation der LSVA (Schwerverkehrsabgaben) sowie den Belastungen aus dem Palettenpooling wird ein Zuschlag von CHF 7.- pro Palette verrechnet	Als Kompensation der LSVA (Schwerverkehrsabgaben) sowie den Belastungen aus dem Palettenpooling wird ein Zuschlag von CHF 7.- pro Palette verrechnet

* VENOSAN-Lieferungen ohne Versandpauschale.

Retourenregelungen

Retourenreglement von Lohmann & Rauscher AG

Pos.	Art der Retoure	Regel	Vergütung
a	Falschbestellung	Ware wird innerhalb von 10 Tagen zurückgenommen	Volle Vergütung abzüglich einer Umtriebsentschädigung von CHF 10.- bis CHF 80.-
b	Als Folge einer Reklamation – die Ware ist schadhaft	Ware wird zurückgenommen	Volle Vergütung bzw. Ersatz
c	Kunde möchte individuell gefertigte Produkte retournieren	Ware wird nicht zurückgenommen	Keine Vergütung
d	Rückgabe von bereits getragenen Produkten wie z.B. medizinische Kompressionsstrümpfe/Stützstrümpfe oder orthopädische Bandagen	Ware wird nicht zurückgenommen	Keine Vergütung
e	Produkte mit entferntem Produkte-Label/ Etikette (z.B. Kompressionsstrümpfe/ orthopädische Bandagen)	Ware wird nicht zurückgenommen	Keine Vergütung
f	Produkt wurde aus dem aktuellen Verkaufsprogramm gestrichen	Ware wird nicht zurückgenommen	Keine Vergütung

Zusätzliche Regeln für körpergetragene Produkte (z.B. Strümpfe, Bandagen)

a	Reklamationen werden nur anhand der Ware und mit Begleitschein akzeptiert.
b	Getragene Ware muss vor der Rücksendung gewaschen und wenn möglich in der Originalverpackung zurückgesandt werden.
c	Bei Massanfertigungen sind Reklamationen und Retouren spätestens innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt anzubringen.
d	Die Verantwortung über die Massangaben bei Wiederholungs- oder Neuaufträgen liegt bei der Fachperson, welche den Kompressionsstrumpf dem Patienten angemessen hat. Korrekt ausgeführte Massanfertigungen werden dem Kunden verrechnet.

Satz- und Druckfehler vorbehalten. Gültig bis auf Widerruf.
Lohmann & Rauscher AG behält sich Preisänderungen vor.



Ihre Bestellungen

senden Sie bitte via E-Mail an info@ch.LRmed.com
Für eine noch einfachere Bestellung besuchen Sie unseren
Webshop: <https://store-ch.LRmed.com>



Unser Kundendienst

ist für Sie bei all Ihren Fragen immer zur Stelle – telefonisch unter
071 274 25 70 und per E-Mail unter info@ch.LRmed.com.