



Sortimentsübersicht

Medizinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen

VENOSAN® 3000 COTTON

NATURAL LOOK

- Strapazierfähig
- 100% Baumwolle auf der Haut
- Absorbiert Feuchtigkeit
- Robust
- Leicht anziehbar

Indikationen

- CVI (Chronisch venöse Insuffizienz) 2–3
- Lipödem Stad. 2–3
- Nach Venen-OP
- PTS (Postthrombotisches Syndrom)
- Leichtes Lymphödem



Material

- KKL 2 49% Baumwolle
- 27% Nylon Polyamid
- 24% Elasthan
- KKL 3 40% Baumwolle
- 27% Nylon Polyamid
- 33% Elasthan

VENOSAN® 4000

CLIMATE EFFECT

- Klimateffekt
- Halbtransparent
- Komfortabel
- Extrem elastisch

Indikationen

- CVI (Chronisch venöse Insuffizienz) 1
- Schwangerschaftsvarikose
- Leichtere Beschwerden
- Nach Venen-OP



Material

- 71% TACTEL® Polyamid
- 29% Elasthan

VENOSAN® 5000

THE MAGIC OF SILVER

- Geruchshemmend
- Antistatisch
- Temperaturnausgleichend
- Antibakteriell

Indikationen

- CVI (Chronisch venöse Insuffizienz) 1–2
- Nach Venen-OP
- Leichte Hautprobleme
- Lipödem Stad. 1



Material

- 40% TACTEL® Polyamid
- 30% Elasthan
- 20% Baumwolle
- 10% Silber X-Static®

VENOSAN® 7000

NATURAL TOUCH

- Hohe Stiffness (Widerstand)
- Robust
- Hautfreundlich
- Temperaturnausgleichend

Indikationen

- CVI (Chronisch venöse Insuffizienz) 2–3
- Lipödem Stad. 2–3
- Nach Venen-OP
- Nach akuter Thrombose (nach Verband)
- PTS (Postthrombotisches Syndrom)
- Leichtes Lymphödem
- Ausgeprägte orthostatische Belastung



Material

- 62% TACTEL® Polyamid
- 26% Elasthan
- 8% Baumwolle
- 4% SeaCell® (Algenfaser)

VENOSAN® 8000 ULCERFIT

SUCCESSFUL THERAPY

Unterstrumpf

- Zur Fixierung von Wundauflagen
- Gleitfähiges Material
- Während der Nacht tragbar

Indikation

- Ulcus cruris venosum

Überstrumpf

- Hohe Stiffness (Widerstand)
- Robust
- Temperaturnausgleichend




Material

- Überstrumpf: 62% TACTEL® Polyamid, 26% Elasthan, 8% Baumwolle, 4% SeaCell®
- Unterstrumpf: 90% Polyamid, 10% Elasthan

Grössenermittlung

Messpunkte/Umfangmasse



Körpermasstabellen

Längenmasse

Mass	Ausführung	Länge (cm)
ℓD	AD / ADH kurz	35 – 40
	AD / ADH lang	37 – 42
ℓG	AGH kurz	63 – 72
	AGH lang	68 – 78
ℓK	AGG / AT / ATU Materna kurz	67 – 74
	AGG / AT / ATU Materna lang	74 – 85

Umfangmasse

Mass	S (cm)	M (cm)	L (cm)	XL (cm)
cB	20 – 23	23 – 26	26 – 29	29 – 31
cC	29 – 39	33 – 42	36 – 45	39 – 47
cD	28 – 38	32 – 41	35 – 44	38 – 46
cG	48 – 63	54 – 67	58 – 72	63 – 74

Farben

VENOSAN 3000 COTTON NATURAL LOOK	Beige	
VENOSAN 4000 CLIMATE EFFECT	Mexico	
	Marokko	
	Sand	
	Black	
	Anthracite	
	Marine	

VENOSAN 5000 THE MAGIC OF SILVER	Mexico	
	Marokko	
	Sand	
	Black	
VENOSAN 7000 NATURAL TOUCH	Beige	
	Black	
VENOSAN 8000 ULCERFIT SUCCESSFUL THERAPY	Beige	

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.