



VENOSAN®

Vue d'ensemble de l'assortiment Bas et collants compressifs médicaux

VENOSAN® 3000 COTTON

NATURAL LOOK

- Résistant
- 100 % coton sur la peau
- Absorbe l'humidité
- Robuste
- Facile à enfiler

Indications

- IVC (Insuffisance veineuse chronique) 2-3
- Lipœdème stade 2-3
- Post-opératoire
- PTS (Syndrome post-thrombotique)
- Œdème lymphatique léger



Composition

- CCL 2 49% coton
27% nylon polyamide
24% élasthanne
- CCL 3 40% coton
27% nylon polyamide
33% élasthanne

VENOSAN® 4000

CLIMATE EFFECT

- Effet climatique
- Semi-transparent
- Confortable
- Extrêmement extensible

Indications

- IVC (Insuffisance veineuse chronique) 1
- Grossesse
- Troubles légers
- Post-opératoire



Composition

- 71% TACTEL® polyamide
29% élasthanne

VENOSAN® 5000

THE MAGIC OF SILVER

- Anti-odeur
- Antistatique
- Fonction équilibrante
- Antibactérien

Indications

- IVC (Insuffisance veineuse chronique) 1-2
- Post-opératoire
- Affections cutanées mineures
- Lipœdème stade 1



Composition

- 40% TACTEL® polyamide
30% élasthanne
20% coton
10% X-Static® - The Silver Fiber

VENOSAN® 7000

NATURAL TOUCH

- Grande rigidité
- Robuste
- Agréable à la peau
- Fonction équilibrante

Indications

- IVC (Insuffisance veineuse chronique) 2-3
- Lipœdème stade 2-3
- Post-opératoire
- Après thrombose aiguë (après pansement)
- PTS (Syndrome post-thrombotique)
- Œdème lymphatique léger
- Charge orthostatique prononcée



Composition

- 62% TACTEL® polyamide
26% élasthanne
8% coton
4% SeaCell® (fibre d'algues)

VENOSAN® 8000 ULCERFIT

SUCCESSFUL THERAPY

Sous-bas

- Fixe les pansements
- Protège la peau sensible
- Peut être porté la nuit

Sur-bas

- Grande rigidité
- Robuste
- Fonction équilibrante

Indications

- Ulcus cruris venosum




Composition

- Sur-bas: 62% TACTEL® polyamide,
26% élasthanne, 8% coton,
4% SeaCell® (fibre d'algues)
Sous-bas: 90% polyamide,
10% élasthanne

Détermination de la grandeur

Mesures



Tableaux des mesures anatomiques

Mesures de longueurs

Mesure	Version	Longueur (cm)
ℓD	AD / ADH court	35 – 40
	AD / ADH long	37 – 42
ℓG	AGH court	63 – 72
	AGH long	68 – 78
ℓK	AGG / AT / ATU Materna court	67 – 74
	AGG / AT / ATU Materna long	74 – 85

Mesures de circonférences

Mesure	S (cm)	M (cm)	L (cm)	XL (cm)
cB	20 – 23	23 – 26	26 – 29	29 – 31
cC	29 – 39	33 – 42	36 – 45	39 – 47
cD	28 – 38	32 – 41	35 – 44	38 – 46
cG	48 – 63	54 – 67	58 – 72	63 – 74

Couleurs

VENOSAN 3000 COTTON NATURAL LOOK	Beige	
VENOSAN 4000 CLIMATE EFFECT	Mexico	
	Marokko	
	Sand	
	Black	
	Anthracite	
	Marine	

VENOSAN 5000 THE MAGIC OF SILVER	Mexico	
	Marokko	
	Sand	
	Black	
VENOSAN 7000 NATURAL TOUCH	Beige	
	Black	
VENOSAN 8000 ULCERFIT SUCCESSFUL THERAPY	Beige	

Pour raisons techniques d'imprimerie, différences de couleurs possibles.