



# VENOSAN®

## Riepilogo dell'assortimento Calze e collant medicali compressivi

### VENOSAN® 3000 COTTON

#### NATURAL LOOK

- Resistenti
- 100% cotone sulla cute
- Assorbimento dell'umidità
- Robuste
- Facili da indossare

#### Indicazioni raccomandate

- IVC (Insufficienza venosa cronica) 2-3
- Lipedema stadio 2-3
- Postoperatorio
- PTS (Sindrome post-trombotica)
- Linfedema lieve



#### Composizione

- CCL 2 49% cotone  
27% nylon poliammide  
24% elasthan
- CCL 3 40% cotone  
27% nylon poliammide  
33% elasthan

### VENOSAN® 4000

#### CLIMATE EFFECT

- Ecocompatibili
- Semitrasparenti
- Confortevoli
- Estremamente elastiche

#### Indicazioni raccomandate

- IVC (Insufficienza venosa cronica) 1
- Gravidanza
- Disturbi lievi
- Postoperatorio (chirurgie minori)



#### Composizione

- 71% poliammide TACTEL®  
29% elasthan

### VENOSAN® 5000

#### THE MAGIC OF SILVER

- Inibizione degli odori
- Effetto antistatico
- Compensazione termica
- Azione antibatterica

#### Indicazioni raccomandate

- IVC (Insufficienza venosa cronica) 1-2
- Lievi disturbi della pelle
- Postoperatorio
- Lipedema stadio 1



#### Composizione

- 40% poliammide TACTEL®  
30% elasthan  
20% cotone  
10% X-Static® - The Silver Fiber

### VENOSAN® 7000

#### NATURAL TOUCH

- Elevata rigidità (resistenza)
- Robustezza
- Dermoprotezione
- Compensazione termica

#### Indicazioni raccomandate

- IVC (Insufficienza venosa cronica) 2-3
- Lipedema stadio 2-3
- Postoperatorio
- Dopo trombosi acuta
- PTS (Sindrome post-trombotica)
- Linfedema lieve
- Carico ortostatico pronunciato



#### Composizione

- 62% poliammide TACTEL®  
26% elasthan  
8% cotone  
4% SeaCell® (fibre di alghe marine)

### VENOSAN® 8000 ULCERFIT

#### SUCCESSFUL THERAPY

#### Sottocalza

- Fissa le medicazioni
- Materiale liscio e scorrevole
- Indossabile di notte

#### Gambaletto

- Elevata rigidità (resistenza)
- Robustezza
- Compensazione termica

#### Indicazioni raccomandate

- Ulcus cruris venosum




#### Composizione

- Gambaletto: 62% poliammide TACTEL®, 26% elasthan, 8% cotone, 4% SeaCell® (fibre di alghe marine)  
Sottocalza: 90% poliammide, 10% elasthan

## Determinazione della dimensione

Misure

Tabella misure corporee



### Lunghezza

Misura	Forme di realizzazione	Lunghezza (cm)
lD	AD / ADH corta	35 - 40
	AD / ADH lunga	37 - 42
lG	AGH corta	63 - 72
	AGH lunga	68 - 78
lK	AGG / AT / ATU Materna corta	67 - 74
	AGG / AT / ATU Materna lunga	74 - 85

### Circonferenza

Misura	S (cm)	M (cm)	L (cm)	XL (cm)
cB	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 31
cC	29 - 39	33 - 42	36 - 45	39 - 47
cD	28 - 38	32 - 41	35 - 44	38 - 46
cG	48 - 63	54 - 67	58 - 72	63 - 74

## Colori

VENOSAN 3000 COTTON NATURAL LOOK	Beige	
VENOSAN 4000 CLIMATE EFFECT	Mexico	
	Marokko	
	Sand	
	Black	
	Anthracite	
	Marine	

VENOSAN 5000 THE MAGIC OF SILVER	Mexico	
	Marokko	
	Sand	
	Black	
VENOSAN 7000 NATURAL TOUCH	Beige	
	Black	
VENOSAN 8000 ULCERFIT SUCCESSFUL THERAPY	Beige	

Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze di colore.