

## Vue d'ensemble de l'assortiment Bas de soutien médicaux & chaussettes de voyage

### VENOSAN® JET LEGS®

#### TRAVEL WITH COMFORT SOCKS

- Compression dégressive (15-20 mmHg)
  - Favorise la circulation sanguine
  - Prophylaxie efficace contre la thrombose
- Utilisation**
- Compagnon en avion, train et voiture
  - Voyages de longue durée



Black

**Composition**  
86 % nylon polyamide  
14 % LYCRA® élasthanne

### VENOSAN® COTTON SUPPORT

#### TRAVEL & LEISURE

- Pour des jambes légères au quotidien et en voyage
  - Favorise la circulation sanguine
  - Prophylaxie efficace contre la thrombose
  - 100 % coton à même la peau
  - Sied sous un jean ou un pantalon de costume
- Utilisation**
- Position assise ou debout fréquente sur le lieu de travail
  - Voyages de longue durée (avion, train et voiture)

15 – 20 mmHg



White  
Navy  
Black  
Beige  
Anthracite  
Olive  
Jeans  
Silver  
Wood

**Composition**  
65 % polyamide  
20 % coton  
15 % élasthanne

### VENOSAN® SILK SUPPORT

#### TRAVEL & LEISURE

- Pour des jambes légères au quotidien et en voyage
  - Favorise la circulation sanguine
  - Prophylaxie efficace contre la thrombose
  - Des fibres de soie douces et lisses à même la peau
  - Régulation thermique
- Utilisation**
- Position assise et debout fréquente sur le lieu de travail
  - Voyages de longue durée (avion, train et voiture)
  - Pour les peaux sensibles ou sèches

15 – 20 mmHg



White  
Black  
Jeans  
Marine  
Silver  
Beige  
Apricot  
Sisko (Violet)

**Composition**  
65 % polyamide  
20 % élasthanne  
15 % soie

### VENOSAN® LEGLINE 20

#### ELEGANT LUXURY

- Pour des jambes légères au quotidien
  - Forme stable, liberté de mouvement maximale
  - Aspect transparent
  - Confort maximum de porter
- Utilisation**
- Prévient des varices et des jambes lourdes
  - En cas de position assise ou debout fréquente sur le lieu de travail
  - Voyages de longue durée (avion, train et voiture)

20 mmHg  
140 den



Nude  
Sahara  
Black

**Composition**  
78 % polyamide  
22 % LYCRA® élasthanne

### VENOSAN® LEGLINE 30

#### ELEGANT LUXURY

- Pour des jambes légères au quotidien
  - Forme stable, liberté de mouvement maximale
  - Aspect transparent
  - Confort maximum de porter
- Utilisation**
- Prévient des varices et des jambes lourdes
  - En cas de position assise ou debout fréquente sur le lieu de travail
  - Voyages de longue durée (avion, train et voiture)

30 mmHg  
280 den



Nude  
Sahara  
Black

**Composition**  
AD / AGH :  
70 % polyamide  
30 % LYCRA® élasthanne  
AT :  
78 % polyamide  
22 % LYCRA® élasthanne

## Vue d'ensemble de l'assortiment Accessoires

### VENOSAN® Eureka Aides à l'enfilage et au retrait pour bas compressifs

**Spécifications :** Les produits VENOSAN Eureka facilitent l'enfilage et le retrait de bas compressifs médicaux de tout type. Ils conviennent aussi bien aux bas à mollet et aux bas à cuisse qu'aux collants avec pointes de pied ouvertes et fermées.

**Utilisation :** Pour bas avec pointes de pied ouvertes et fermées. Pour utilisation en autonomie et avec l'aide d'un tiers.



VENOSAN® Eureka On  
Aide à l'enfilage



VENOSAN® Eureka Off  
Aide au retrait

### COLTEX Adhésif sur la peau Bonne adhérence sur la peau

**Spécifications :** Adhésif spécial pour fixer les bas compressifs médicaux. Soluble dans l'eau, ne tâche pas.

**Application :** Appliquer sur la peau à hauteur de l'extrémité du bas une fois le bas enfilé.

**Composition :**  
PVP/VA Copolymère, Glycerin, Aqua, 5% Isopropyl alcohol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin



### VENOSAN® Dot Gloves Pour une prise assurée

**Spécifications :** Gants en deux tailles pour enfiler et enlever les bas compressifs médicaux. Noppes en PVC pour une bonne tenue en main. Agréable à porter.

**Utilisation :** Facilite l'enfilage et le retrait des bas compressifs médicaux. Empêchent que les ongles des doigts et les bagues abîment les bas.

**Composition :**  
Tricot : 100% nylon polyamide, Noppes : PVC



## Vue d'ensemble de l'assortiment Soins de la peau

### SERVADERM® Lotion

**Spécifications :** Idéal pour les peaux sèches et irritées causées par la compression. Soigne et apaise la peau et soulage les démangeaisons. Sans colorants, parabène et PEG.

**Application :** Convient à tous les types de peau et peut s'utiliser avec des bas compressifs médicaux. Masser quotidiennement avant et après le port des bas de compression sur la peau touchée. En conséquence, les cellules de la peau sont protégées de manière optimale contre la déshydratation.

Protection cellulaire révolutionnaire pour votre peau

**Composition :** Contient 3% huile d'amande, panthénol, bisabolol, allantoine, shea butter

Volume : 150 ml



### SERVADERM® Cleansing Foam

**Spécifications :** Mousse nettoyante à 2 phases avec des ingrédients optimisés contre les allergènes. Protège contre la déshydratation grâce à l'huile d'amande nourrissante et apaise les peaux irritées. Sans SLS.

**Application :** Utiliser la mousse de lavage pour la douche quotidienne. Convient également au lavage à la main des bas de compression. Bien agiter avant utilisation.

Pour la peau, les cheveux et les bas de compression

**Composition :** Contient 6% huile d'amande, panthénol, allantoine

Volume : 250 ml

